

Стіл масажний медичний АТОН СМ-О

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 10000 грн

Артикул: F0403

<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline
has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writi
has-data-writing-block:pt(--shadow-height)
[&:has([data-writing-block])>*:pointer-events-auto
scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px
tabindex="-1" data-turn-id="fd18b7ea-40ca-4789-b8bb-f0
data-testid="conversation-turn-374" data-scroll-anchor="f
<div class="text-base my-auto mx-auto [--thread-content-
@w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)]
@w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px(-
<div class="[--thread-content-max-width:40rem]
@w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto
max-w(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-me
focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 fle
tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-
break-words whitespace-normal [.text-message+&]:i
data-message-author-role="assistant"
data-message-id="e93ee5f9-19d3-4a99-ac08-6bb7d6ce9
data-message-model-slug="gpt-5-2">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt
<div class="streaming-animation markdown prose dark:pr
light markdown-new-styling">
<p data-start="0" data-end="472" data-is-last-node="" dat
масажний медичний <strong data-start="23"
data-end="36">АТОН СМ-О призначений для
комфортного розміщення пацієнтів
під час проведення масажних
процедур у медичних та
реабілітаційних закладах. Модель
виконана на міцному металевому
каркасі з антибактеріальним
полімерним покриттям і оснащена
двосекційним ложем з регульованим
підголівником з отвором для обличчя.
Стационарна конструкція забезпечує

високу стійкість, а м'яка оббивка з вінілштучшкіри гарантує зручність для пацієнта та легкість у догляді.

Стіл масажний медичний АТОН СМ-О призначений для комфортного та безпечного розміщення пацієнтів під час проведення масажних процедур у медичних закладах, реабілітаційних центрах, фізіотерапевтичних кабінетах і приватних клініках. Модель розрахована на інтенсивну експлуатацію та відповідає вимогам до професійних медичних меблів.

Конструкція столу складається з двосекційного ложа, що включає сидіння та підголівник з отвором для обличчя. М'які елементи обтягнуті вінілштучшкірою, яка приємна на дотик, стійка до зношування та легко очищується. Підголівник має механічне регулювання і може встановлюватися у горизонтальному положенні або змінювати кут нахилу в діапазоні від 15° до 60°, що дозволяє адаптувати стіл під різні техніки масажу та анатомічні особливості пацієнта.

Ложе встановлене на міцний металевий каркас з полімерним покриттям, антибактеріальними властивостями. Покриття стійке до дії дезінфікуючих засобів, вологи та механічних навантажень, що забезпечує тривалий строк служби виробу та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Стаціонарна конструкція столу гарантує високу стійкість і надійну фіксацію під час процедур.

Стіл масажний АТОН СМ-О розрахований на максимальне навантаження до 180 кг, що робить його універсальним рішенням для роботи з пацієнтами різної комплекції. Габаритні розміри виробу становлять: довжина 1950 мм, ширина 650 мм, висота 750 мм. Вага столу — 35 кг, що свідчить про міцність та надійність конструкції.

Матеріали та комплектуючі, використані у виробництві столу, мають необхідні висновки та допущені для застосування у медичних меблях відповідно до законодавства України. Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

Масажний стіл АТОН СМ-О поєднує

вантажопідйомність і надійність, забезпечуючи комфорт пацієнта та зручність роботи медичного персоналу під час масажних і відновлювальних процедур.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="title">Стіл масажний медичний АТОН СМ-О - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.