

Крісло донорське складне КД-С

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 41600 грн

Артикул: F0439

Крісло донорське складне КД-С — мобільне медичне крісло з антишоковим положенням, регульованими підлокітниками, подушкою для голови, колесами та чохлом для транспортування, призначене для забору крові й трансфузійних процедур

<p data-start="189" data-end="523">Крісло донорське складне КД-С призначене для використання в медичних установах під час проведення процедур гемотрансфузії, плазмаферезу, забору крові, озонотерапії та гемодіалізу. Завдяки складній конструкції та високій мобільності крісло є зручним рішенням як для стаціонарного використання, так і для виїзних донорських заходів.

<p data-start="525" data-end="790">Основною перевагою моделі є можливість швидкого транспортування. Крісло укомплектоване спеціальним чохлом для перенесення і перевезення, а також колесами, що значно спрощує його переміщення між приміщеннями або під час транспортування до іншої локації.

<p data-start="792" data-end="1051">Конструкція крісла передбачає можливість переведення пацієнта антишокове положення, що є важливою функцією під час донорських і трансфузійних процедур. Ергономічне ложе забезпечує комфортне розміщення пацієнта як у сидячому, так і в напівлежачому положенні.

<p data-start="1053" data-end="1313">Крісло оснащено підлокітниками, які можуть розсуватися, а регулюватися по висоті, що дозволяє індивідуально налаштувати положення рук пацієнта та забезпечити зручний доступ для медичного персоналу. Для додаткового комфорту передбачена подушка для голови.

<p data-start="1315" data-end="1603">Оббивка виконана з м'якого, довговічного шкірозамінника, стійкого до миття та дії дезінфікуючих засобів. Матеріал підходить для інтенсивної експлуатації в медичних умовах і представлений у широкій кольоровій гамі, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для інтер'єру медичного закладу.

<p data-start="1605" data-end="1792">Крісло донорське складне КД-С поєднує мобільність, функціональність і комфорт, що робить його практичним вибором для служб крові, мобільних донорських пунктів, клінік та медичних центрів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустиме навантаження 120 кг. Допустиме навантаження на підлокітник 15 кг. Розміри товару 1750x800x500 мм.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Крісло донорське складне КД-С - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.