

Крісло гінекологічне КГ-1

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 22000 грн

Артикул: F0441

Гінекологічне крісло АТОН КГ-01 – надійне оглядове крісло з металевим каркасом, регульованою спинкою та медичною оббивкою для комфортних і безпечних гінекологічних процедур.

Гінекологічне оглядове крісло АТОН КГ-01 призначене для проведення гінекологічних оглядів, діагностичних процедур та дрібних хірургічних втручань у жіночих консультаціях, гінекологічних кабінетах, клініках і медичних центрах. Конструкція крісла розроблена з урахуванням ергономіки, стабільності та комфорту як для лікаря, так і для пацієнтки.

Основу крісла становить міцний металевий каркас з полімерним захисним покриттям, виконаний із прямокутної металевої труби, що забезпечує високу надійність та тривалий термін експлуатації. Крісло оснащено двома сходинками, які полегшують посадку пацієнтки та підвищують зручність використання.

Сидіння та спинка м'які, обтягнуті медичним вініліскожем, який відповідає вимогам до використання в закладах охорони здоров'я. Спинка має механічне регулювання кута нахилу, що дозволяє адаптувати положення крісла під конкретну процедуру та індивідуальні особливості пацієнтки.

Для забезпечення стабільності конструкція встановлена на чотири опори, дві з яких мають гвинтове регулювання, що дозволяє точно вирівняти крісло навіть на нерівній підлозі. Усі елементи кріплення виготовлені зі сталі з цинковим покриттям, що підвищує корозійну стійкість та надійність з'єднань.

Особливу увагу приділено матеріалу оббивки. Для м'яких сидіння та спинки використовується якісний польський шкірозамінник, спеціально розроблений для медичних закладів. Матеріал стійкий до займання, не реагує на слабо концентрований спирт та хлорвмісні розчини, не пропускає вологу та легко очищується, що забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм у щоденній роботі.

Крісло АТОН КГ-01 доступне у стандартних кольорах оббивки: синій, бежевий, салатовий, сірий та блакитний. За бажанням можливе виготовлення в іншому кольорі —

відповідно до корпоративного стилю або індивідуальних уподобань замовника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розміри товару, мм. 1258 x 824 x 1653 (кут нахилу спинки 26 град.)

Розміри сидіння, мм. 400 x 500

Розміри сидіння, мм. 920

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Крісло гінекологічне КГ-1 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.