

Крісло гінекологічне (регулювання висоти механічне) КС-1РМ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 55900 грн

Артикул: F0451

Гінекологічне крісло КС-1РМ із механічним регулюванням висоти та нахилу спинки призначене для оглядів і процедур у гінекології, оснащено міцним металевим каркасом і легкою системою налаштування положень

Крісло гінекологічне (регулювання висоти механічне) КС-1РМ спеціалізоване медичне крісло для проведення гінекологічних оглядів, діагностичних процедур та лікувальних маніпуляцій у медичних закладах. Воно розроблене з урахуванням вимог клінічної практики для забезпечення зручного доступу до оглядового поля та комфортного положення пацієнтки під час прийому лікаря. Конструктивно крісло складається з міцного металевого каркасу на стійкій основі, що гарантує надійність, довговічність і стабільність під час експлуатації. Поверхня крісла оббита якісним матеріалом, стійким до дезінфекції, що забезпечує легке очищення і підтримання гігієни на високому рівні, а також відповідає вимогам медичної практики.

Важливою особливістю КС-1РМ є механічне регулювання висоти за допомогою підйомника, що дозволяє адаптувати робочий рівень під зріст лікаря та анатомічні особливості пацієнтки. Нахил спинки крісла регулюється вручну через зручну ручку, розташовану праворуч від сидіння, і може змінюватись у широкому діапазоні, що дозволяє забезпечити оптимальне положення тіла для огляду або втручання. Для ще більшої функціональності модель може комплектуватися ніжною панеллю та підлокітниками для внутрішньовенних процедур.

Крісло КС-1РМ відзначається комфортним посадковим місцем і ергономічним дизайном, що забезпечують зручність для пацієнтки протягом усієї процедури. Максимальне допустиме навантаження на конструкцію — до 120 кг, що робить його придатним для пацієнток із

в межах 630–940 мм, що дозволяє легко адаптувати крісло до потреб кабінету. Загальні габарити

забезпечити оптимальний кут нахилу для різних процедур.

Ця конструкція ідеально підходить для використання в сучасних

гінекологічних кабінетах, поліклініках, жіночих консультаціях та спеціалізованих медичних центрах, де важливі надійність, функціональність і простота експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустиме навантаження, кг. 120

Розмір спинки, мм. 780x570

Розмір сидіння, мм. 500x570

Розміри товару, мм. 1300x 1290-1600

Посадкова висота, мм. 630-940

Кут нахилу спинки, град. 10 – 85

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Гінекологічне крісло КС-1РМ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.