

Крісло гінекологічне (регулювання висоти механічне) КС-ЗРМ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 57600 грн

Артикул: F0453

Гінекологічне крісло КС-ЗРМ з механічним регулюванням висоти призначене для гінекологічних оглядів і процедур у медичних закладах різного рівня

<p data-start="122" data-end="460">Крісло гінекологічне з механічним регулюванням висоти КС-ЗРМ призначене для проведення гінекологічних оглядів, діагностичних та лікувальних процедур у жіночих консультаціях, медичних центрах, приватних клініках і стаціонарах. Модель орієнтована на стабільну щоденну експлуатацію з акцентом на надійність, простоту та функціональність.

<p data-start="462" data-end="855">Регулювання висоти здійснюється механічним способом, що забезпечує стабільність положення, незалежність від електроживлення та високу надійність у роботі.

Така конструкція особливо зручна для медичних закладів з високим потоком пацієнтів або обмеженими технічними вимогами. Регулювання нахилу спинки дозволяє швидко адаптувати положення пацієнтки для проведення огляду чи процедур.

<p data-start="857" data-end="1165">Крісло виготовлене на основі міцного металевого каркаса з за полімерним покриттям, стійким до механічних навантажень і регулярної дезінфекції.

М'які елементи обтягнуті медичним шкірозамінником, який легко очищується, не вбирає вологу та відповідає санітарно-гігієнічним нормам медичних установ.

<p data-start="1167" data-end="1346">КС-ЗРМ — це практичне рішення для базового оснащення гінекологічних кабінетів, яке поєднує простоту конструкції, довговічність та комфорт пацієнтки без ускладнених механізмів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустиме навантаження, кг. 150

Розмір спинки, мм. 850x570

Розмір сидіння, мм. 400x600

Розміри товару, мм. 1500x 1350-1900

Посадкова висота, мм. 600-1060

Кут нахилу спинки, град. 10 – 85

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Крісло гінекологічне КС-ЗРМ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.