

Мікроскоп операційний офтальмологічний YZ20P5 - "БІОМЕД"

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 273700 грн

Артикул: F0465

<p data-start="1948" data-end="2157"><strong data-start="1948" data-end="1987">Операційний мікроскоп БІОМЕД YZ20P5 — пересувний офтальмологічний мікроскоп з трьома ступенями збільшення, галогенним освітленням і пружинною балансувальною системою для точної та комфортної мікрохірургії.</p>

<p data-start="17" data-end="411">>Операційний офтальмологічний мікроскоп «БІОМЕД» YZ20P5 (пересувний професійний мобільний мікроскоп, призначений для проведення офтальмологічних мікрохірургічних втручань у стаціонарних умовах. Модель поєднує компактність, малу вагу та стабільну оптичну систему, що робить її зручною для щоденного використання в операційних, офтальмологічних відділеннях і мікрохірургічних кабінетах.</p>

<p data-start="413" data-end="811">>Мікроскоп оснащений трьома ступенями збільшення, що дозволяє адаптувати поле зору до різних етапів операції. Оптична система формує чітке стереоскопічне зображення, необхідне для точної роботи з дрібними структурами ока. Усі лінзи мають багат шарове просвітлювальне покриття та захист від утворення цвілі, що гарантує стабільну якість зображення протягом тривалого терміну експлуатації.</p>

<p data-start="813" data-end="1104">>Система освітлення побудована на основі високоякісних галогенних ламп, які забезпечують яскраве, рівномірне та безпечне для зору освітлення операційного поля. Світловий потік оптимально збалансований і підходить для тривалих офтальмологічних втручань без перевантаження зору хірурга.</p>

<p data-start="1106" data-end="1399">>Особливістю моделі є пружинна балансувальна система в кронштейні, яка забезпечує плавне вертикальне переміщення мікроскопа та його точну фіксацію в заданому положенні без додаткових зусиль. Це дозволяє швидко змінювати положення оптики під час операції, зберігаючи стабільність і точність.</p>

<p data-start="1401" data-end="1698">>Мікроскоп підтримує регулювання збільшення, фокусування та нахилу, що дає можливість індивідуального налаштування під потреби хірурга. Фокусування може здійснюватися за допомогою педалі, що значно підвищує ергономіку роботи та дозволяє зосередитись безпосередньо на хірургічному втручанні.</p>

<p data-start="1700" data-end="1922">>Завдяки мобільній конструкції та компактним габаритам YZ20 переміщується між операційними або робочими зонами, забезпечуючи універсальність</p>

використання та високу ефективність у повсякденній клінічній практиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Збільшення окуляра 12,5X/16В Регульована оптична сила лінз в діоптріях $\pm 5D$ Нахил бінокулярного тубусу 45° Діапазон регуляції міжзіничної відстані 50 мм ~ 70 мм Джерело освітлення Галогенна лампа 12 В / 100 Вт Тип освітлення $6^\circ + 0^\circ$ коаксіальне освітлення Коаксіальне освітлення ≥ 20000 люкс Максимальна довжина розкладеного кронштейна 870 мм Регульований діапазон переміщення по вертикалі 700 мм ~ 1100 мм Діапазон точного регулювання 30 мм Параметри живлення ~ 220 В / 50 Гц Потужність 120 ВА Запобіжник ~ 250 В Т 1,25 А Стандарт електричної безпеки Стандарт ІЕС601-1 Вага брутто, кг 41 Вага нетто, кг 35 Загальний обсяг упаковки 0,2 м³ Кількість коробок 1 Об'єктив / Робоча відстань Збільшення Діаметр поля спостереження F200/190 5,3x 38 8x 25 12x 17 F300/290 3,5x 57 5,4x 38 8x 25

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Мікроскоп операційний офтальмологічний YZ20P5 - 1 штука.

Пропозиція дійсна на момент формування.