

Стіл операційний MT300D (універсальний, механіко-гідравлічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 101200 грн

Артикул: F0469

Операційний стіл "БІОМЕД" MT300D —
універсальний
механіко-гідравлічний стіл для
широкого спектра хірургічних
операцій



<p data-start="168" data-end="597">Операційний стіл "БІОМЕД" MT300D — це багатофункціональний універсальний операційний стіл з механіко-гідравлічним приводом, призначений для безпечного та точного позиціонування пацієнта під час виконання широкого спектра хірургічних втручань. Стіл використовується в операційних відділеннях медичних закладів загальної хірургії, акушерства та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології та інших хірургічних напрямів.

<p data-start="599" data-end="882">Конструкція столу виконана з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує стійкість, довговічність та відповідність вимогам санітарно-гігієнічних норм.

Станина та телескопічна тумба гарантують стабільність столу навіть при максимальних навантаженнях і складних положеннях пацієнта.

<p data-start="884" data-end="1221">Ложе операційного столу складається з п'яти секцій: голови, центральної (сидіння), спинної та двох ножних. Така модульна конструкція дозволяє точно адаптувати положення пацієнта відповідно до вимог конкретного оперативного втручання. Секція для голови та секції для ніг є знімними, що додатково розширює функціональні можливості столу.

<p data-start="1223" data-end="1458">Матрац виготовлений з PU-матеріалу, який відрізняється гігієнічністю, стійкістю до дезінфекційних засобів та легкістю очищення після використання. Це забезпечує комфорт пацієнта та швидку підготовку столу до наступної операції.

<p data-start="1460" data-end="1717">Операційний стіл оснащений колесами для зручного переміщення в межах операційного блоку, а також опорними ніжками, що забезпечують надійну фіксацію та стійкість під час роботи. Блокування і розблокування основи здійснюється за допомогою ножної педалі гальм.

<p data-start="1719" data-end="2048">Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гідравлічного приводу з ножним керуванням. Нахили ложа в положення Тренделенбург та зворотний Тренделенбург,

бічні нахили, регулювання спинної та ножних секцій, а також висоти ниркового мосту виконуються вручну за допомогою органів управління, розташованих під головною секцією.

<p data-start="2050" data-end="2290">Вбудований нирковий валик значно спрощує маніпуляції урологічних та абдомінальних операцій. Нахил головної секції реалізований за допомогою безступінчастого фіксуючого механізму, що забезпечує точне та плавне налаштування положення.

<p data-start="2292" data-end="2498">Додаткові аксесуари — опори для рук, колін, плечей, стоп, бокові упори анестезійна дуга — налаштовуються вручну шляхом фіксації замків, що дозволяє швидко адаптувати стіл під потреби операційної бригади.

<p data-start="2500" data-end="2729">Завдяки повністю механічній конструкції операційний стіл МТЗ залишається повністю працездатним навіть у разі раптового припинення електроживлення, що робить його максимально безпечним і надійним рішенням для операційних залів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значення	Тип	столу	Універсальний	(хірургічний)	Тип	приводу
Механіко-гідравлічний	Тип ложе 5-секційне, міст для нирок, опційно: рентген-прозоре	Розміри					

верхньої частини столу від підлоги 780-1040 мм(+40мм зі встановленими рентген-прозорими панелями)Діапазон переміщення вгору вниз 260 ммТренделенбург 25°Зворотній Тренделенбург 25°Бічний нахил ложе вліво 20°Бічний нахил ложе вправо 20°Нахил секції для голови вгору 65°Нахил секції для голови вниз 90°Нахил секції для ніг вниз 90°Нахил секції для ніг вгору

спинної вниз 12°Міст для нирок (нирковий валик) 0-120 ммМаксимальне безпечне навантаження 160 кгГарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" МТ300D 1 шт.

Дуга анестезіологічна 1 шт.

Опора для плечей 2 к-ти

Опора бічна 2 к-ти

Опора для руки 2 к-ти

Опора під коліна 2 к-ти

Секція для голови 1 шт.

Секція для ног2 шт.

Опора для стоп 1 к-т

Матрац 1 к-т

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Додаткова комплектація:

Набір рентген-прозорих панелей 1 к-т

Ремінь для фіксації тіла 1 шт.

Ремінь для фіксації ніг 1 к-т

Пропозиція дійсна на момент формування.