

Стіл операційний МТ500 (офтальмологічний, механіко-гідравлічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 100555 грн

Артикул: F0471

<p data-start="1992" data-end="2186"><strong data-start="1992" data-end="2186">Операційний стіл "БІОМЕД" MT500 — спеціалізований офтальмологічний стіл з механіко-гідравлічним приводом для точного та стабільного позиціонування пацієнта під час офтальмологічних операцій.</p>

<p data-start="199" data-end="481">>Операційний стіл "БІОМЕД" MT500 — це спеціалізований офтальмологічний операційний стіл з механіко-гідравлічним приводом, призначений для безпечного, точного та стабільного позиціонування пацієнта під час проведення офтальмологічних хірургічних втручань у медичних установах.

<p data-start="483" data-end="679">>Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, корозійну стійкість та тривалий термін експлуатації в умовах операційного блоку.

<p data-start="681" data-end="926">>Верхня частина столу складається з основної секції та секції для голови, конструкція яких оптимально адаптована для офтальмологічних операцій, де критично важливими є точне положення голови пацієнта та стабільність упродовж усього втручання.

<p data-start="928" data-end="1092">>Матрац, виготовлений з PU-матеріалу, має гігієнічну поверхню, стійку до дезінфікуючих засобів, легко очищується та забезпечує комфорт пацієнта під час операції.

<p data-start="1094" data-end="1294">>Стіл оснащений колесами, що забезпечують легке переміщення в операційному залу. Гальмівна система гарантує надійну фіксацію та стійкість столу під час проведення хірургічних маніпуляцій.

<p data-start="1296" data-end="1629">>Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою педалі гідравлічного приводу, що дозволяє плавно та точно адаптувати робочу висоту під потреби лікаря без використання електроживлення. Налаштування висоти підголівника та положення опор для рук виконується вручну, забезпечуючи індивідуальне позиціонування пацієнта.

<p data-start="1631" data-end="1765">>Завдяки повністю механіко-гідравлічній конструкції робота столу не залежить від електромережі, що підвищує його надійність та безпеку.

<p data-start="1767" data-end="1966">>Операційний стіл MT500 є оптимальним рішенням для офтальмологічних операцій, поєднуючи простоту експлуатації, стабільність, надійні механізми регулювання та тривалі експлуатаційні характеристики.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу

Офтальмологічний

Тип приводу

Механіко-гідравлічний

Тип ложе

Двосекційне

Висота верхньої частини столу від підлоги:

500-800 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз

300 мм

Діапазон переміщення підголівника

118 мм

Максимальне безпечна навантаження

160кг

Живлення від мережі змінного струму

~ 220В, 50Гц

Гарантія

12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" МТ500 в складі: 1 шт.

Стійка для інфузій 1 шт.

Опора для руки 1 шт.

Підставка для інструментів 1 к-т

Опора для рук лікаря 1 шт.

Подушка опори для рук лікаря 1 шт.

Подушка 3 шт.

Матрац 1 к-т

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.