

Стіл операційний МТ400В (акушерський, механіко-гідравлічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 138000 грн

Артикул: F0477

Операційний стіл
"БІОМЕД" МТ400В —
механіко-гідравлічний
акушерсько-гінекологічний стіл з
пневмопружинною спинною секцією
для оглядів, операцій та
пологів.

Операційний стіл "БІОМЕД" МТ400В — це багатопозиційний акушерсько-гінекологічний стіл з механіко-гідравлічним приводом, призначений для безпечного та комфортного позиціонування пацієнтки під час гінекологічних і акушерських оглядів, оперативних втручань та пологів.

Стіл рекомендований для використання в гінекологічних відділеннях, жіночих консультаціях, пологових будинках та лікувально-профілактичних закладах. Конструкція розроблена з урахуванням щоденної інтенсивної експлуатації та високих вимог до надійності й безпеки.

Станина і телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує міцність, корозійну стійкість і тривалий термін служби.

Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою педаль гідравлічного приводу, що дозволяє плавно змінювати положення без підключення до електромережі. Нахил спинної секції виконується за допомогою пневмопружини, що забезпечує легке та точне налаштування з мінімальним фізичним зусиллям.

Налаштування положення Тренделенбург і зворотного Тренделенбург здійснюється шляхом обертання рукоятки механічного приводу, розміщеної на основі столу, що дозволяє швидко адаптувати положення пацієнтки до клінічних потреб.

Регулювання опор для рук, рукояток, опор під коліна та упорів для ніг виконується вручну, що дає змогу індивідуально налаштувати стіл під анатомічні особливості пацієнтки та характер процедури.

Матрац виготовлений з PU-матеріалу, має гігієнічну поверхню, стійку до дезінфекційних засобів, легко очищується та забезпечує комфорт під час оглядів, операцій і пологів.

Наявність коліс забезпечує зручне переміщення столу.

операційного або оглядового приміщення, а опорні ніжки гарантують надійну фіксацію та стабільність під час використання.

<p data-start="1941" data-end="2124">Завдяки повністю механічній конструкції, робота столу не залежить від електроживлення, що робить його особливо безпечним, надійним і придатним для використання в будь-яких умовах.

<p data-start="2126" data-end="2351">Операційний стіл "БІОМЕД" МТ400В поєднує простоту е функціональність, стабільні експлуатаційні характеристики та низький рівень шуму, що робить його оптимальним рішенням для акушерсько-гінекологічної практики.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Акушерський

Тип приводу Механіко-гідравлічний

Тип ложе 3-секційне

Висота верхньої частини столу від підлоги 680-900 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз 220 мм

Тренделенбург 20°

Зворотній Тренделенбург 8°

Нахил секції спинної вгору 55°

Нахил секції спинної вниз 10°

Максимальне безпечне навантаження 160 кг

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний МТ400В 1 штука

Опора під коліна 2 к-ти

Опора для рук 2 к-ти

Рукоятка 2 шт.

Лоток для відходів 1 шт.

Упор для ніг 2 к-ти

Інструкція 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.