

Ортопедичне пристосування 1006

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 133860 грн

Артикул: F0479



Ортопедичне пристосування 1006 – пересувна ортопедична приставка до операційних столів «БІОМЕД» для витягнення нижніх кінцівок та проведення остеосинтезу з можливістю інтраопераційного рентген-контролю.

Ортопедичне пристосування 1006 — це пересувна ортопедична приставка, додатковим обладнанням до операційних столів ТМ «БІОМЕД» та призначена для використання під час ортопедичних і травматологічних хірургічних втручань.

Пристосування застосовується у травматології та ортопедії і забезпечує розширені можливості лікування нижніх кінцівок із використанням витягнення, а також повністю придатне для проведення всіх видів процедур остеосинтезу.

Конструкція ортопедичного пристосування 1006 розроблена з урахуванням потреб сучасної хірургії та забезпечує рентгенопрозорість у будь-якій проекції, що дозволяє виконувати інтраопераційний рентген-контроль без необхідності змінювати положення пацієнта або обладнання.

Пристосування виготовлене з легких профільних труб із нержавіючої сталі, що забезпечує міцність, корозійну стійкість, простоту очищення та відповідність вимогам стерильності. Продумана система простих з'єднань дозволяє швидко трансформувати конструкцію та точно налаштовувати положення елементів відповідно до клінічних задач.

Завдяки ергономічній конструкції, одна людина може самостійно переналаштувати пристосування для різних положень пацієнта, що значно підвищує оперативність роботи в операційній.

У складі операційного столу ортопедичне пристосування 1006 забезпечує вільний та зручний доступ хірурга до операційного поля, дозволяє точно контролювати та рівномірно дозувати зусилля витягнення, а також забезпечує регулювання по висоті вузла витягнення та ортопедичних чобіт.

Конструкція пристосування повністю сумісна з використанням рентгенівських установок, що робить його ефективним рішенням для складних ортопедичних і травматологічних втручань. Всі поверхні легко доступні для дезінфекції, що спрощує

санітарну обробку після операцій.

<p data-start="2020" data-end="2229">Ортопедичне пристосування 1006 є надійним, функціональним, універсальним доповненням до операційних столів ТМ «БІОМЕД», яке підвищує точність хірургічних маніпуляцій і комфорт роботи медичного персоналу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мінімальна висота робочої поверхні

Максимальний підйом робочої поверхні

Максимальний діапазон витягнення

Максимальний кут

повороту гомілковостопних секцій по вертикалі

120 ° навколо осі

360 °Максимальний кут

розбіжності напрямних по горизонталі

вперед назад вертикальних тримачів голеностопа

Маса нетто

78 кг

Маса брутто

108 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Ортопедичне пристосування 1006 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.