

Стіл операційний ET200 (офтальмологічний, електрогідравлічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 218500 грн

Артикул: F0481

Операційний стіл "БІОМЕД" ET200 — спеціалізований офтальмологічний стіл з електричним приводом для точного та комфортного позиціонування пацієнта під час офтальмологічних операцій.

Операційний стіл "БІОМЕД" ET200 — це спеціалізований офтальмологічний операційний стіл з електричним приводом, призначений для безпечного, точного та комфортного позиціонування пацієнта під час проведення офтальмологічних хірургічних втручань у медичних закладах.

Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, стійкість до корозії та тривалий термін експлуатації в умовах операційного блоку.

Ложу столу має модульну конструкцію та складається з секції для голови, спинної секції, основної секції та секції для ніг. Така конфігурація дозволяє точно адаптувати положення пацієнта відповідно до вимог офтальмологічних операцій і забезпечує стабільність протягом усього втручання.

Знімний матрац виготовлений з PU-матеріалу, має гігієнічну поверхню, стійку до дезінфекційних засобів, легко очищується та забезпечує комфорт пацієнта.

Стіл оснащений колесами, що дозволяють легко переміщувати його в межах операційного залу. Гальмівна система гарантує надійну фіксацію та стійкість столу під час виконання хірургічних маніпуляцій.

Стандартна комплектація операційного столу ET200 включає опори для пацієнта, опору для рук лікаря, інфузійну стійку та лоток (підставку для інструментів), що створює зручне та функціональне робоче середовище для хірурга.

Регулювання висоти столу та положень ложа здійснюється за допомогою електричного приводу з ножним педальним керуванням, що забезпечує плавне, точне та безпечне налаштування положень без зайвих рухів рук. Регулювання висоти опори для рук лікаря, положення опор для рук пацієнта, інфузійної стійки та лотка для інструментів виконується вручну.

<p data-start="1902" data-end="2103">Операційний стіл "БІОМЕД" ЕТ200 є оптимальним офтальмологічних операцій, поєднуючи простоту експлуатації, електричне регулювання, стабільність та надійні експлуатаційні характеристики.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Офтальмологічний

Тип приводу Електрогідрравлічний

Тип ложе 2-секційне

Розміри верхньої частини ложа 1900x510 мм

Регулювання висоти ложа столу від підлоги 500-800 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз 300 мм

Діапазон переміщення опори для рук лікаря 118 мм

Максимальне безпечне навантаження 170 кг

Живлення від мережі змінного струму ~220В, 50Гц

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" ЕТ200 1 шт.

Опора для рук лікаря 1 шт.

Подушка опори для рук лікаря 1 шт.

Стійка для інфузій 1 шт.

Опора для руки 1 шт.

Підставка для інструментів 1 к-т

Подушка 3 шт.

Матрац 1 к-т

Педаль управління 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Секція для голови 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.