

Стіл операційний "БІОМЕД" ЕТ300В

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 295320 грн

Артикул: F0487

Операційний стіл "БІОМЕД" ЕТ300В — універсальний електричний рентген-прозорий стіл з поздовжнім переміщенням ложа та акумуляторним живленням. Забезпечує високий рівень автоматизації, точне позиціонування пацієнта та сумісність із С-дугою.

Операційний стіл "БІОМЕД" ЕТ300В — це багатофункціональний операційний стіл з електричним приводом, призначений для безпечного, точного та стабільного позиціонування пацієнта під час виконання широкого спектра хірургічних втручань. Стіл застосовується в загальній хірургії, акушерстві та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології та інших хірургічних галузях.

Керування положеннями столу здійснюється за допомогою електричного приводу, який управляється як з пульта дистанційного керування, так і з панелі управління, розміщеної безпосередньо на станині столу. Це забезпечує зручність, точність та оперативність налаштувань у процесі роботи хірургічної бригади.

Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що гарантує високу механічну міцність, корозійну стійкість та довговічність навіть за умов інтенсивної експлуатації.

Верхня частина столу (ложе) є рентген-прозорою та складається з секції для голови, центральної секції (сидіння), спинної секції та двох секцій для ніг. Швидкоз'ємні рентген-прозорі опори для рук забезпечують повну сумісність столу з рентгенівськими апаратами типу С-дуга та зручність інтраопераційної візуалізації.

Матрац з ефектом пам'яті створює комфортні умови для пацієнта під час тривалих оперативних втручань. Матеріал матрацу є водонепроникним, антистатичним, стійким до дезінфекційних засобів і легко очищується після використання, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам операційних відділень.

Функція поздовжнього переміщення ложа дозволяє використовувати стіл разом із рентгенівськими системами типу С-дуга. Опційно ложе може бути оснащено знімним безінструментальним набором рентген-прозорих панелей, які дублюють секції ложа та дають можливість виконувати рентгенівські знімки на касетах.

<p data-start="2025" data-end="2287">Для підвищення безпеки передбачена функція блокування управління, що запобігає небажаній зміні положення столу під час операції. Вбудований нирковий міст (нирковий валик) спрощує позиціонування пацієнта при урологічних та абдомінальних операціях.

<p data-start="2289" data-end="2559">Стіл оснащений колесами для зручного переміщення в межах операційного залу, а опорні ніжки забезпечують надійну фіксацію та стійкість під час оперативних втручань. Акумуляторне живлення гарантує безперебійну роботу столу у разі аварійного відключення електроенергії.

<p data-start="2561" data-end="2766">Електричний привід столу працює з низьким рівнем шуму та не потробишує обслуговування, пов'язаного з контролем або доливанням мастила, що знижує експлуатаційні витрати та спрощує технічне обслуговування.

<p data-start="2810" data-end="3064">Регулювання висоти столу, нахилів ложа в положення Тренделенбурга, зворотній Тренделенбург, бічних нахилів, нахилів спинної секції та поздовжнього переміщення ложа здійснюється за допомогою електричного приводу з високою точністю позиціонування.

<p data-start="3066" data-end="3324">Секція для голови та секції для ніг є знімними. Налаштування кута нахилу ножних секцій та їх відведення вбік виконується вручну за допомогою механічних зубчастих фіксаторів. Нахил секції для голови регулюється вручну за допомогою важеля зубчастого механізму.

<p data-start="3326" data-end="3597">Регулювання висоти ниркового мосту здійснюється обертанням відповідної рукоятки механічного приводу. Положення опор для рук, колін, бокових опор, плечових упорів, опор для стоп та анестезіологічної дуги налаштовується вручну шляхом фіксації замків у потрібному положенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип приводу Електричний

Тип ложе 5-секційне, рентген-прозоре, міст для нирок

Розміри верхньої частини стола 2070x550 мм

Висота верхньої частини стола від підлоги 700-1000 мм

Діапазон переміщення вгору вниз 300 мм

Повздовжнє горизонтальне переміщення ложе 300 мм

Тренделенбург 28°

Зворотній Тренделенбург 28°

Бічний нахил ложе вліво 22°

Бічний нахил ложе вправо 22°

Нахил секції для голови вгору 65°

Нахил секції для голови вниз 90°

Нахил секції для ноги вгору 17°

Нахил секції для ноги вниз 90°

Відведення секції для ноги в сторону 2x90°

Нахил секції спинної вгору 85°

Нахил секції спинної вниз 25°

Висота моста для нирок (нирковий валик) 0-165 мм

Максимальне безпечне навантаження 200 кг

Маса нетто 220 кг

Маса брутто 270 кг

Живлення від мережі змінного струму ~220В ± 10%, 50Гц ± 2%

Споживана потужність 150 Вт

Живлення від вбудованого акумулятора 12В 3.3А*год

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" ЕТ300В 1 шт.

Дуга анестезіологічна 1 шт.

Опора для плечей 2 к-ти

Опора бічна 2 к-ти
Опора для руки 2 к-ти
Опора під коліна 2 к-ти
Секція для голови 1 шт.
Секція для ноги 2 шт.
Матрац 1 к-т
Опора для стоп ніг 2 к-ти
Зажим затискний 2 шт.
Пульт управління 1 шт.
Шнур живлення 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 шт.
Додаткова комплектація:
Набір рентгенопрозорих панелей дублюючий секції ложе 1 к-т
Ремінь для фіксації тіла 1 шт.
Ремінь для фіксації ніг 1 к-т
Пристосування ортопедичне 1006 1 к-т

Пропозиція дійсна на момент формування.