

ЕТ300 (універсальний, електричний, рентген-прозорий)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 370070 грн

Артикул: F0489



Операційний стіл "БІОМЕД" ЕТ300 — універсальний електричний рентген-прозорий стіл з поздовжнім переміщенням, акумуляторним живленням і матрацом з ефектом пам'яті. Забезпечує точне позиціонування пацієнта та стабільну роботу хірургічної бригади.

Операційний стіл "БІОМЕД" ЕТ300 — це багатофункціональний універсальний рентген-прозорий операційний стіл з електричним приводом, призначений для безпечного, точного та стабільного позиціонування пацієнта під час виконання широкого спектра хірургічних втручань. Стіл застосовується в загальній хірургії, акушерстві та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології та інших хірургічних галузях, а також може використовуватись під час операцій із застосуванням рентгенівських апаратів.

Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, стійкість до корозії та довговічність при інтенсивній експлуатації в операційному блоці.

Верхня частина столу (ложе) є рентген-прозорою та складається з секції для голови, центральної секції (сидіння), спинної секції та двох секцій для ніг. Швидкоз'ємні рентген-прозорі опори для рук забезпечують повну сумісність із рентгенологічним обладнанням та зручний доступ до пацієнта під час втручань.

Функція поздовжнього переміщення столу дозволяє використовувати його разом із рентгенівськими апаратами типу С-дуга, що значно розширює можливості інтраопераційної візуалізації.

Стіл оснащений акумуляторним живленням, яке забезпечує безперебійну роботу у разі аварійного зникнення електроживлення. Повністю заряджений акумулятор дозволяє виконати до 80 змін положень столу, що гарантує завершення операції в безпечних умовах.

Матрац з ефектом пам'яті висотою 75 мм створює комфортні умови для пацієнта навіть під час тривалих оперативних втручань. Матеріал матрацу є водонепроникним, антистатичним, гігієнічним і легко очищується після використання.

Функція блокування органів управління запобігає небажаним змінам.

положень столу як у ручному, так і в автоматичному режимі, підвищуючи рівень безпеки під час операції.

<p data-start="2070" data-end="2329">Стіл обладнаний чотирма антистатичними колесами великого діаметру, двох напрямків поворотні, що забезпечує зручне транспортування та високу маневровість. Гальмівна система дозволяє надійно фіксувати стіл, блокувати або розблоковувати поворот коліс за потреби.

<p data-start="2331" data-end="2455">Вбудований нирковий міст (нирковий валик) спрощує маніпуляції пацієнтом під час урологічних та абдомінальних операцій.

<p data-start="2457" data-end="2902">Управління положеннями столу здійснюється за допомогою пульта керування та панелі управління, розташованої на колоні столу. Регулювання висоти, нахилів ложа в положення Тренделенбург та зворотний Тренделенбург, бокових нахилів, нахилів спинної секції та горизонтального переміщення ложа відбувається за допомогою електричного приводу, який характеризується низьким рівнем шуму, високою точністю та не потребує контролю рівня мастила.

<p data-start="2904" data-end="3210">Секція для голови та секції для ніг є знімними. Нахил ножних секцій здійснюється вручну за допомогою пневмопружин, що забезпечує плавне та безпечне регулювання. Положення головної секції, опор для рук, колін, бокових опор, плечових упорів, опор для стоп та анестезіологічної дуги налаштовується вручну.

<p data-start="3212" data-end="3412">Операційний стіл ET300 поєднує універсальність, рентген-прозорість, електричну точність та високий рівень автоматизації, що робить його надійним рішенням для сучасних багатопрофільних операційних.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Універсальний (хірургічний), мобільний

Тип приводу Електричний

Тип ложа Рентген-прозоре, 5-секційне, міст для нирок

Розміри верхньої частини столу – ложе 2100x550 мм

Регулювання висоти ложа столу від підлоги (електричне) 700-1100 мм ± 10 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз (електричний) 300 мм

Повздовжнє горизонтальне переміщення ложа (електричне) 350 мм

Тренделенбург (електричний) 28°

Зворотній Тренделенбург (електричний) 28°

Бічний нахил ложа вліво (електричний) 15°

Бічний нахил ложа вправо (електричний) 15°

Нахил секції для голови вгору (механічний) 50°

Нахил секції для голови вниз (механічний) 90°

Висота секції для голови відносно ложа (механічна) 0-210 мм

Нахил секції для ніг вгору (механічний) 15°

Нахил секції для ніг вниз (механічний) 90°

Відведення секції для ніг в сторону 2x90°

Нахил секції спинної вгору (електричний) 90°

Нахил секції спинної вниз (електричний) 20°

Висота мосту для нирок (механічна) Не менше 120 мм

Діаметр коліс 125 мм

Максимальне безпечне навантаження 270 кг

Живлення від мережі змінного струму ~220В, 50Гц

Живлення від вбудованого акумулятора Наявність

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" ET300 1 шт.

Дуга анестезіологічна 1 шт.

Опора для плечей 2 к-ти

Опора бічна 2 к-ти

Опора під коліна 2 к-ти
Опора для руки 2 к-ти
Секція для голови 1 шт.
Секція для ноги 2 шт.
Опора для стоп ніг 2 к-ти
Матрац 1 к-т
Пульт управління 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 шт.
Комплект ременів 3а попередньою домовленістю

Пропозиція дійсна на момент формування.