

Стіл "БІОМЕД" ET300C (Advance)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 285285 грн

Артикул: F0493

Операційний стіл ET300C (Advance) —
універсальний рентген-прозорий
стіл з електричним приводом і
поздовжнім переміщенням ложа для
роботи з С-дугою



<p data-start="204" data-end="622">Операційний стіл ET300C (Advance) — це багатофункціональний універсальний операційний стіл з електричним приводом, призначений для безпечного, точного та комфортного позиціонування пацієнта під час виконання широкого спектра хірургічних втручань. Стіл використовується в операційних відділеннях загальної хірургії, акушерства та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології та інших хірургічних галузях.

<p data-start="624" data-end="944">Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність, корозійну стійкість і тривалий термін експлуатації навіть за умов інтенсивного використання. Конструкція столу поєднує сучасні електричні технології та ергономіку, що підвищує ефективність роботи хірургічної бригади.

<p data-start="946" data-end="1272">Верхня частина столу (ложе) є рентген-прозорою та складається з секції для голови, центральної секції (сидіння), спинної секції та двох секцій для ніг. Швидкоз'ємні рентген-прозорі опори для рук дозволяють використовувати стіл разом з рентгенівськими апаратами типу С-дуга, не обмежуючи доступ до зони дослідження.

<p data-start="1274" data-end="1464">Функція поздовжнього переміщення ложа значно розширює можливості інтраопераційної візуалізації та забезпечує оптимальне позиціонування пацієнта при роботі з рентгенологічним обладнанням.

<p data-start="1466" data-end="1702">Матрац з ефектом пам'яті забезпечує високий рівень комфорту для пацієнта під час тривалих оперативних втручань. Матеріал матрацу гігієнічний, стійкий до дезінфекційних засобів, водонепроникний та легко очищується після використання.

<p data-start="1704" data-end="1868">У базову конструкцію столу інтегровано нирковий міст (нирковий валик), що значно полегшує маніпуляції з пацієнтом під час урологічних та абдомінальних операцій.

<p data-start="1870" data-end="2259">Регулювання висоти столу, нахил ложа в положення Тренделенбурга, зворотний Тренделенбург, бокових нахилів, нахилів спинної секції, а також поздовжнього

переміщення ложа здійснюється за допомогою електричного приводу. Привід характеризується низьким рівнем шуму, високою точністю позиціонування та не потребує технічного обслуговування, пов'язаного з контролем рівня мастила.

<p data-start="2261" data-end="2403">Для підвищення безпеки передбачена функція блокування управління, яка запобігає випадковій зміні положення столу під час операції.

<p data-start="2405" data-end="2671">Стіл оснащений колесами для зручного переміщення в межах операційного залу та опорними ніжками, що забезпечують надійну фіксацію і стабільність під час роботи.

Акумуляторне живлення гарантує безперебійну роботу столу у разі аварійного відключення електроенергії.

<p data-start="2673" data-end="2840">Секція для голови та секції для ніг є знімними, що розширює функціональні можливості столу та дозволяє адаптувати його до специфіки конкретного оперативного втручання.

<p data-start="2842" data-end="3062">Операційний стіл ЕТ300С (Advance) поєднує високий рівень надійності, ергономіку та сумісність з сучасним рентгенологічним обладнанням, що робить його ідеальним рішенням для сучасних операційних блоків.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Універсальний (хірургічний)

Тип приводу Електричний

Тип ложа Рентген-прозоре, 5-секційне, міст для нирок

Розміри верхньої частини столу 2080x550 мм

Висота верхньої частини столу від підлоги 700-1000 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз 300 мм

Повздовжнє горизонтальне переміщення ложа 300 мм

Тренделенбург 25°

Зворотній Тренделенбург 25°

Бічний нахил ложа вліво 15°

Бічний нахил ложа вправо 15°

Нахил секції для голови вгору 65°

Нахил секції для голови вниз 90°

Нахил секції для ніг вгору 15°

Нахил секції для ніг вниз 90°

Відведення секції для ніг вбік 2x90°

Нахил спинної секції вгору 85°

Нахил спинної секції вниз 25°

Висота моста для нирок (нирковий валик) 0-120 мм

Максимальне безпечне навантаження 200 кг

Живлення від мережі змінного струму ~220В, 50Гц

Живлення від вбудованого акумулятора Наявність

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіо операційний "Біомед" ЕТ300С(Advance) 1 шт.

Дуга анестезіологічна 1 шт.

Опора для плечей 2 к-ти

Опора бічна 2 к-ти

Опора для руки 2 к-ти

Опора під коліна 2 к-ти

Секція для голови 1 шт.

Секція для ноги 2 шт.

Матрац 1 шт.

Опора для стоп 2-к-ти

Пульт управління 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Інструкція 1 шт.

Комплект ременів За попередньою домовленістю

Пропозиція дійсна на момент формування.