

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" ручний, модель 7В-1

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 1334 грн

Артикул: F0497



Медичний відсмоктувач БІОМЕД 7В-1 – надійний пристрій для відсмоктування слизу та мокротиння, призначений для невідкладної допомоги, роботи в сільських лікарнях і регіонах з обмеженим електропостачанням.

Медичний відсмоктувач «БІОМЕД» модель 7В-1 призначений для відсмоктування слизу, мокротиння та інших рідин з дихальних шляхів пацієнта під час надання першої невідкладної допомоги, догляду за хворими та проведення базових медичних маніпуляцій.

Модель 7В-1 спеціально розроблена для використання в умовах, де доступ до стабільного електропостачання обмежений або відсутній. Завдяки цьому відсмоктувач є оптимальним рішенням для малих сільських лікарень, амбулаторії, фельдшерсько-акушерських пунктів, приватних клінік, а також для роботи у віддалених та важкодоступних регіонах.

Пристрій забезпечує надійне та ефективне відсмоктування при мінімальних вимогах до інфраструктури, що робить його особливо цінним у польових умовах, під час транспортування пацієнтів або в екстрених ситуаціях. Конструкція відсмоктувача орієнтована на простоту експлуатації, швидку готовність до роботи та надійність, що критично важливо при наданні невідкладної допомоги.

Відсмоктувач «БІОМЕД» 7В-1 може використовуватися для очищення дихальних шляхів, запобігання аспірації та підтримки прохідності дихання у пацієнтів різного віку.

Його застосування підвищує безпеку медичних маніпуляцій та дозволяє медичному персоналу діяти швидко й ефективно навіть у складних умовах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальний вакуум, Мпа 0,04

Максимальний потік, л/хв. 3

Ємність для всмоктування, мл 200

Вага, г 0,19

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" ручний, модель 7В-1 - штука

Пропозиція дійсна на момент формування.