

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" універсальний, модель 7E-D

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 8510 грн

Артикул: F0507

Медичний відсмоктувач БІОМЕД 7E-D – переносний аспіратор для невідкладної допомоги з живленням від мережі, автомобіля та акумулятора, призначений для очищення дихальних шляхів у стаціонарі, швидкій допомозі та вдома.

Медичний відсмоктувач «БІОМЕД» модель 7E-D — це сучасний переносний аспіратор для невідкладної допомоги, розроблений для ефективного очищення дихальних шляхів у пацієнтів у критичних станах. Пристрій призначений для використання в умовах лікарні, бригадами швидкої медичної допомоги, службами медичного обслуговування, а також у домашніх умовах.

Ключовою перевагою моделі 7E-D є можливість роботи від трьох типів джерел живлення: від мережі змінного струму, від джерела постійного струму та від вбудованої акумуляторної батареї. Це робить відсмоктувач максимально універсальним і особливо корисним під час транспортування пацієнтів, у польових умовах або в місцях без стабільного електропостачання.

Відсмоктувач ефективно видаляє слиз, мокротиння, кров, блювотні маси та інші секрети, що можуть блокувати дихальні шляхи, забезпечуючи швидке відновлення прохідності дихання. Пристрій широко застосовується для надання першої допомоги, реанімаційних заходів, догляду за пацієнтами після операцій або при важких захворюваннях.

В основі роботи — безмасляний поршневий вакуумний насос, який потребує мастильних матеріалів, що гарантує стабільну роботу, високу гігієнічність та мінімальні витрати на технічне обслуговування. Низький рівень шуму дозволяє комфортно використовувати пристрій у палатах інтенсивної терапії та в домашньому середовищі.

Вбудований манометр та можливість плавного регулювання сили розрідження дають змогу точно адаптувати силу аспірації під конкретну клінічну ситуацію. Поплавковий захисний механізм запобігає потраплянню рідини в насос, підвищуючи безпеку та надійність експлуатації.

Компактні розміри, мала вага та ергономічна конструкція

відсмоктувач зручним для перенесення і швидкого використання в екстрених ситуаціях. Повністю пластиковий корпус стійкий до корозії, легко очищується та дезінфікується, що відповідає вимогам сучасних медичних закладів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальний вакуум 0,08 Мпа (608мм.рт.ст.)

Діапазон регулювання вакууму 0-0,08 М Па (0-680 мм.рт.ст)

Максимальний потік л/хв. Повітря - 20, Рідина - 6

Рівень звуку 65 дБ

Ємність для всмоктування 1000 мл

Параметри живлення 220,5

Потужність 44 ВА

Маса 6,0 кг

Габаритні розміри 280x192x285 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД", модель 7Е-D - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.