

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний, модель 7А-23В

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 9890 грн

Артикул: F0511

<p data-start="1608" data-end="1802"><strong data-start="1608" data-end="1654">Медичний відсмоктувач БІОМЕД 7А-23В (20 л) — електричний хірургічний аспіратор з безолійним насосом, педальним керуванням і пересувною конструкцією для операцій та післяопераційного догляду.</p>

<p data-start="17" data-end="304">>Медичний електричний відсмоктувач «БІОМЕД» модель 7А-23В (20 л) — стаціонарно-мобільний хірургічний аспіратор, призначений для ефективного відсмоктування повітря та рідин з ран і порожнин під час хірургічних операцій, а також у післяопераційний період у медичних закладах.</p>

<p data-start="306" data-end="662">>Модель 7А-23В розроблена для стабільної щоденної роботи в операційних залах, перев'язувальних, палат інтенсивної терапії та хірургічних відділень. Великий об'єм збірної ємності 20 літрів дозволяє виконувати тривалі та об'ємні хірургічні втручання без необхідності частого спорожнення, що підвищує ефективність роботи медичного персоналу.</p>

<p data-start="664" data-end="933">>В основі пристрою — безолійний поршневий вакуумний насос, який працює без використання мастильних матеріалів. Така конструкція забезпечує високу гігієнічність, стабільні вакуумні характеристики, довготривалу експлуатацію та мінімальні витрати на обслуговування.</p>

<p data-start="935" data-end="1233">>Для зручності лікаря та асистента відсмоктувач оснащений ручним педальним керуванням, що дозволяє контролювати процес аспірації без переривання хірургічних маніпуляцій. Регулювання вакуумного розрідження дає змогу точно налаштовувати силу відсмоктування відповідно до клінічного завдання.</p>

<p data-start="1235" data-end="1496">>Прилад має міцний металевий корпус з пластиковою панеллю керування, стійкий до механічних навантажень і дезінфекційних засобів. Пересувна конструкція на коліщатах забезпечує легке переміщення відсмоктувача в межах операційного блоку або між кабінетами.</p>

<p data-start="1498" data-end="1582">>Низький рівень шуму створює комфортні умови роботи навіть під час тривалих операцій.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальний вакуум 0,09 Мпа (685мм.рт.ст.)
Діапазон регулювання вакууму від 0 до 0,09 Мпа
Максимальний потік л / хв. Повітря - 20+5, Рідина - 8
Рівень звуку 60 дБ(А)
Ємність для всмоктування (скляна) 2500млх 2 банки
Максимальний час безперервної роботи при навантаженні 50% 30 хв.
Клас електричної безпеки I, тип В
Живлення від мережі змінного струму 220В, 50 Гц
Споживана потужність 90 ВА
Габаритні розміри 350х305х795(мм)
Маса 19,5 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний 7А-23В - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.