

Відсмоктувач медичний електричний, модель 9А-26В

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 9965 грн

Артикул: F0513

Медичний відсмоктувач 9А-26В (30 L) – електричний хірургічний аспіратор з безмасляним насосом, педальним керуванням і мобільною конструкцією для операцій та післяопераційного догляду.

Медичний електричний відсмоктувач модель 9А-26В стаціонарно-мобільний хірургічний аспіратор, призначений для ефективного відсмоктування повітря та рідин (крові, гною, секретів) з ран і порожнин під час хірургічних операцій, а також у післяопераційний період у медичних закладах.

Модель 9А-26В (30 літрів) оптимально підходить для використання в операційних залах, хірургічних відділеннях, перев'язувальних та реанімаціях, де потрібна стабільна аспірація з достатнім об'ємом збірної ємності без частих перерв у роботі.

Відсмоктувач оснащений безмасляним поршневим вакуумним насосом, працює без використання пари та мастильних матеріалів. Така конструкція забезпечує надійну роботу, високу гігієнічність, стабільні вакуумні характеристики та зменшені витрати на технічне обслуговування.

Для зручності медичного персоналу передбачено ручне та педальне керування, що дозволяє контролювати процес аспірації без відриву від операційного поля. Регулювання вакуумної системи дає можливість точно налаштовувати рівень розрідження відповідно до клінічної ситуації.

Повністю пластиковий зовнішній корпус стійкий до корозії, легко очищається та дезінфікується, що особливо важливо для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у медичних установах. Мобільна конструкція на коліщатах забезпечує зручне переміщення пристрою в межах операційного блоку.

Низький рівень шуму створює комфортні умови роботи медичного персоналу навіть під час тривалих оперативних втручань.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальний вакуум 0,09 МПа (685мм.рт.ст.)

Діапазон регулювання вакууму від 0 до 0,09 Мпа

Максимальний потік Повітря 20 + 5 л / хв., Рідина 8 л / хв.
Рівень звуку 60 дБ (А)
Ємність для всмоктування (скляна) 2500млх 2 банки
Максимальний час безперервної роботи при навантаженні 50% 30 хв.
Клас електричної безпеки I, тип В
Харчування від мережі змінного струму 220В, 50 Гц
Споживана потужність 180 ВА
Габаритні розміри 350х305х795 (мм)
Маса 19,5 кг
Гарантія 24 місяці, крім витратних матеріалів

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний 9А-26В - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.