

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 133550 грн

Артикул: F0523



фізіотерапевтичний апарат з
ультразвуковою терапією,
електротерапією та вакуумним модулем
для підвищеної ефективності
лікування

апарат комбінованої терапії, який поєднує ультразвукову терапію, двоканальну електротерапію та двоканальний вакуумний модуль в одному високотехнологічному рішенні. Така комбінація методів дозволяє значно підвищити клінічну ефективність лікування та розширити спектр терапевтичних можливостей у реабілітації, фізіотерапії та спортивній медицині.

покрощує локальне кровопостачання та лімфодренаж у зоні лікування, забезпечуючи щільний і стабільний контакт електродів зі шкірою. Застосування електростимуляції через вакуумні електроди дозволяє глибше та рівномірніше передавати струм у тканини, що суттєво підсилює терапевтичний ефект електротерапії та скорочує тривалість лікування.

<p data-start="1058" data-end="1586">Ультразвуковий модуль комплексу працює на двох терапевтичних частотах — 1 та 3 МГц, що дає змогу ефективно впливати як на глибокі структури, так і на поверхневі тканини. Підтримка імпульсного та безперервного режимів дозволяє індивідуально підбирати параметри лікування відповідно до клінічних показань. Водонепроникний ультразвуковий апплікатор зі ступенем захисту IPX7 придатний для підводної терапії, а вбудований РК-дисплей на апплікаторі забезпечує зручний контроль параметрів безпосередньо під час процедури.

<p data-start="1588" data-end="1946">Електротерапевтична частина представлена двома незалежними каналами, дозволяє одночасно працювати з різними зонами тіла або комбінувати методики. Підтримка широкого спектра форм хвиль і струмів електростимуляції робить прилад універсальним інструментом для лікування больових синдромів, м'язових контрактур, неврологічних та ортопедичних порушень.

<p data-start="1948" data-end="2345">Для підвищення зручності та швидкості роботи прилад оснащений 7-дюймовим кольоровим сенсорним екраном високої роздільної здатності, який забезпечує

інтуїтивне керування та чітку візуалізацію параметрів терапії. 141 запрограмований терапевтичний протокол дозволяє швидко обрати оптимальний режим лікування та мінімізувати час налаштування, що особливо важливо при великому потоці пацієнтів.

легко інтегрується в будь-який фізіотерапевтичний кабінет або реабілітаційний центр, забезпечуючи високу ефективність, універсальність та комфорт у щоденній клінічній практиці.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

в складі:

<p align="center">1 шт.

Базовий модуль СТ220

<p align="center">1 шт.

Вимикач кола пацієнта

<p align="center">1 шт.

Шнур живлення

<p align="center">1 шт.

Випромінювач 5 см2

<p align="center">1 шт.

Гель ультразвуковий

<p align="center">1 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">4 шт.

<p align="center">4 шт.

<p align="center">1 шт.

<p align="center">1 шт.

Кабель для електростимуляції

<p align="center">1 шт.

Провід електрода

<p align="center">1 шт.

Провід електрода для комбінованої терапії

<p align="center">1 шт.

Вакуумний модуль VAM200

<p align="center">1 шт.

<p align="center">4 шт.

<p align="center">4 шт.

Вакуумний шланг (червоний штепсель + сірий кабель)

<p align="center">1 шт.

Вакуумний шланг (чорний штепсель + сірий кабель)

<p align="center">1 шт.

Вакуумний шланг (червоний штепсель + синій кабель)

<p align="center">1 шт.

Вакуумний шланг (чорний штепсель + синій кабель)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 шт.

Сертифікат відповідності

<p align="center">1 шт.

Декларація відповідності

<p align="center">1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.