

Прилад ударно-хвильової терапії SW3200 Basic

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 190880 грн

Артикул: F0525



SW3200 Basic – комп'ютеризований професійний апарат радіальної ударно-хвильової терапії для ефективного безопераційного лікування та реабілітації.

SW3200 Basic — це професійний компактний апарат радіальної ударно-хвильової терапії, розроблений для ефективного застосування методики екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ESWT) у клінічній практиці, реабілітації та спортивній медицині.

Апарат поєднує високу терапевтичну ефективність, компактні розміри та простоту використання, що робить його зручним як для стаціонарних кабінетів, так і для мобільного застосування поза межами медичного закладу.

SW3200 Basic застосовується при захворюваннях і патологічних станках, що призводять до дегенеративних і трофічних змін у тканинах кісток, хрящів та м'язів, а також при станах, викликаних сольовими відкладеннями, порушеннями мікроциркуляції та хронічними запальними процесами, що з часом спричиняють фіброзну перебудову тканин. Методика ударно-хвильової терапії дозволяє реалізувати реабілітаційний, безопераційний підхід до лікування, зменшуючи больовий синдром і прискорюючи відновлення функцій опорно-рухового апарату.

Апарат генерує акустичні хвилі високої інтенсивності, які проникають глибоко в тканини та впливають безпосередньо на зони локалізації болю. Такий вплив сприяє активації кровообігу, стимуляції утворення нових капілярів, прискоренню регенерації пошкоджених тканин, зниженню м'язової напруги та відновленню тонуусу й еластичності м'язів і зв'язок.

Однією з ключових переваг SW3200 Basic є електромагнітне джерело генерування ударних хвиль, яке не потребує використання компресора. Це забезпечує компактний ергономічний дизайн, низький рівень шуму та відсутність теплового ефекту, що дозволяє застосовувати апарат у клінічних випадках, коли прогрівання тканин є небажаним або протипоказаним.

Для зручності роботи апарат оснащений 5-дюймовим РК-екраном, нахиленим

бік оператора, що забезпечує комфортне спостереження під час налаштувань і проведення терапії. Інтуїтивно зрозуміле управління робить прилад доступним навіть для спеціалістів, які лише починають працювати з методикою ударно-хвильової терапії.

<p data-start="2276" data-end="2728">SW3200 Basic має вбудовані медичні протоколи лікування, найбільш поширені зони застосування, а також можливість створення користувальницьких програм для індивідуальних клінічних потреб. Висока зносостійкість апарата гарантує тривалий термін служби — до 5 000 000 ударних хвиль, а ресурс аплікатора становить 1 000 000 ударних хвиль, що забезпечує надійну та стабільну експлуатацію в умовах щоденної клінічної практики.

<p data-start="2730" data-end="3083">У стандартній комплектації передбачено довговічний апліатор із трьома змінними головками різного розміру, а також тримач аплікатора. Вбудована акумуляторна батарея забезпечує автономність використання, а зручна ручка для перенесення та захисний кейс дозволяють легко транспортувати апарат як у межах медичного закладу, так і за його межами.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Основний блок апарату ударно-хвильової терапії SW3200 Basic

<p align="center">1

Аплікатор AC9016

<p align="center">1

Головка аплікатора SR15

<p align="center">1

Головка аплікатора CR15

<p align="center">1

Головка аплікатора CD20

<p align="center">1

Тримач аплікатора

<p align="center">1

Акумулятор

<p align="center">1

Шнур живлення

<p align="center">1

Кейс для транспортування

<p align="center">1

Посібник користувача (Інструкція з експлуатації) (флеш-накопичувач)

<p align="center">1

Копія сертифікату відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних ПКМУ №753виробів

<p align="center">1

Пропозиція дійсна на момент формування.