

Електрокардіограф "БІОМЕД" BE1200B

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 55890 грн

Артикул: F0527

Електрокардіограф БІОМЕД BE1200B — дванадцятиканальний цифровий ЕКГ-апарат з кольоровим дисплеєм, синхронною реєстрацією 12 відведень, автоматичною інтерпретацією, термопринтером і розширеними можливостями збереження та друку даних

<p data-start="230" data-end="542">Електрокардіограф БІОМЕД BE1200B — сучасний дванадцятиканальний електрокардіограф, призначений для високоточної реєстрації та аналізу електрокардіограм у відділеннях функціональної діагностики, кардіологічних відділеннях, відділеннях інтенсивної терапії лікарень і поліклінік.

який забезпечує чітке та інформативне відображення даних. На екрані одночасно відображається до 15 каналів ЕКГ — 12 стандартних відведень та 3 відведення ритму. Додатково реалізовано графічну інформаційну схему правильності підключення електродів до пацієнта та контроль надійності контактів відведень, що підвищує точність дослідження та знижує ризик помилок.

<p data-start="978" data-end="1229">Електрокардіограф забезпечує синхронне знімання інформації по відведеннях, синхронне посилення та повністю цифрову 12-канальну реєстрацію ЕКГ-сигналів.

Прилад має повністю ізольоване (плаваюче) заземлення, що підвищує безпеку пацієнта та персоналу.

<p data-start="1231" data-end="1559">Передбачена підтримка кількох мов інтерфейсу, зокрема англійської та російської, що робить прилад зручним для використання в різних медичних установах.

Живлення здійснюється як від мережі змінного струму, так і від вбудованого внутрішнього джерела постійного струму, яке забезпечує понад 2 години безперервної автономної роботи.

<p data-start="1561" data-end="2026">Вбудований термопринтер високої роздільної здатності підтримує

забезпечує чітку та точну 12-канальну реєстрацію ЕКГ із маркуванням відведень, налаштуванням посилення та швидкості подання паперу, введенням даних пацієнта і формуванням звіту з аналізу ЕКГ.

<p data-start="2028" data-end="2341">Електрокардіограф ВЕ1200В дозволяє зберігати у внутрішній пам'яті д
записів ЕКГ для подальшого перегляду та друку. Обсяг пам'яті може бути розширений за
допомогою USB-накопичувача. Передбачена функція збереження ЕКГ-записів для подальшого друку
на зовнішньому лазерному принтері без використання термопаперу.

<p data-start="2343" data-end="2602">Прилад оснащений функціями автоматичного вимірювання та інтерпретації
ЕКГ, аналізом до 122 видів аритмій, а також спеціальними цифровими фільтрами високої
чутливості для ефективного усунення завад. Підтримуються три режими роботи: ручний,
автоматичний і ритм.

<p data-start="2604" data-end="2883">Система інформує користувача про від'єднання електродів, відсутність
паперу, низький заряд батареї та інші важливі події. Для інтеграції у медичні
інформаційні системи передбачені інтерфейси RS232 і LAN для підключення до спеціалізованої
мережі та формування бази ЕКГ-досліджень.

<p data-start="2885" data-end="3050">Електрокардіограф БІОМЕД ВЕ1200В простий у використанні, має
розміри, невелику вагу та підходить для щоденної інтенсивної експлуатації в умовах
стаціонару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Відведення 12 стандартних відведень з синхронним зніманням

Режим вибірки Послідовна вибірка груп відведень, синхронна вибірка груп відведень

Діапазон реєстрації ЧСС 30уд./хв-300уд./хв.

АЦ перетворення 12-розрядне

Частотна характеристика 0,05 Гц ~ 150 Гц (+0.4дВ-3дВ)

Коефіцієнт посилення АВТО, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (мм/мВ), похибка плюс мінус 2%

Фільтр мережі 50Гц/60Гц/Вимкн.

Фільтр дрейфу ізоляції 0.05 Гц, 0.10Гц, 0.20 Гц, 0.50Гц

Фільтр ЕМГ 25 Гц, 35 Гц, 45Гц, Вимкн.

Фільтр нижніх частот 75Гц, 100Гц, 150Гц.

Коефіцієнт ослаблення синфазних завад менше або дорівнює 105 дБ

Ширина реєстраційного паперу 216мм. (рулон)/210мм (пачка)

Ефективна ширина друку 200мм./195мм.

Швидкість подання паперу 5мм/с, 10мм/с, 12,5мм/с, 25мм/с, 50мм/с (плюс мінус 2%)

Порти приладу RS232, USB, LAN

Дисплей Кольоровий РК-дисплей.

Роздільна здатність 640x480, 5.7 дюймів

Пам'ять 300 записів

Електроживлення 100-240В~, 50/60Гц, 95ВА

Акумулятор 14,4В, 2200мАгод

Розміри 316ммx259ммx95мм

Вага 3,2 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Основний блок 1 шт.

Кабель ЕКГ 1 шт.

Електроди кінцівок дорослі 1 комплект

Електроди грудні дорослі 1 комплект

Шнур живлення 1 шт.

Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.

Термопапір в рулоні 1 шт.

Ролик для протяжки паперу 1 шт.

Запобіжник 2 шт.

Програмне забезпечення (опція) 1 шт.

Інструкція 1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.