

Прилад ударно-хвильової терапії SW3200 2 in 1

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 364910 грн

Артикул: F0529



SW3200 2 in 1 — це професійна ударно-хвильова терапія, яка підтримує одночасну роботу двох аплікаторів для швидкого та ефективного лікування і реабілітації.

SW3200 2 in 1 — це професійна стаціонарна робоча станція ударно-хвильової терапії, яка підтримує одночасну роботу двох аплікаторів, що дозволяє проводити терапію значно швидше та ефективніше порівняно з класичними одноканальними системами. Апарат розроблений для інтенсивного використання у фізіотерапевтичних кабінетах, реабілітаційних центрах, спортивній медицині та ортопедії.

Ударно-хвильова терапія, реалізована в SW3200 2 in 1, забезпечує біомеханічний вплив на тканини, стимулюючи мікроциркуляцію крові та лімфоток, викликаючи пасивне скорочення судин і активуючи ангіогенез — утворення нових капілярів. Такий вплив суттєво покращує живлення тканин, прискорює обмінні процеси та сприяє відновленню пошкоджених структур.

Вторинний ефект терапії полягає у механічній компресії та декомпресії тканин, що позитивно впливає на загальний тонус м'язів, зменшує напруження та дозволяє ефективно працювати з тригерними точками, які є частою причиною хронічного больового синдрому. Завдяки цьому апарат широко застосовується при м'язово-скелетному болю, дегенеративних змінах, перевантаженнях, посттравматичних станах та в програмах відновлення спортсменів.

SW3200 2 in 1 оснащений 7-дюймовим кольоровим сенсорним екраном з українськомовним інтерфейсом, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування та швидкий доступ до всіх налаштувань. Вбудовані попередньо встановлені протоколи лікування дозволяють лікарю швидко розпочати терапію відповідно до клінічного завдання, а наявність двох незалежних каналів відкриває можливість одночасного лікування двох зон або двох пацієнтів.

Апарат підтримує використання дротових та бездротових аплікаторів, що значно підвищує гнучкість роботи та комфорт для спеціаліста. Така конфігурація робить SW3200 2 in 1 повноцінною ударно-хвильовою платформою для клінік з великим потоком пацієнтів, де

важливі швидкість, ефективність і стабільний терапевтичний результат.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Основний блок апарату ударно-хвильової терапії

<p align="center">1

Аплікатор провідний

<p align="center">1

Аплікатор безпровідний

<p align="center">1

Головка аплікатора SR15

<p align="center">2

Головка аплікатора CR15

<p align="center">2

Головка аплікатора CR20

<p align="center">2

Зарядна станція (тримач аплікаторів)

<p align="center">1

Тримач аплікатора (провідного)

<p align="center">1

Кабель зарядної станції (тримача аплікаторів)

<p align="center">1

Акумуляторна батарея

<p align="center">1

Інструмент для зняття головки аплікатора

<p align="center">1

<p align="center">10

<p align="center">10

<p align="center">10

Шнур живлення

<p align="center">1

Посібник користувача (записано на USB - диск)

<p align="center">1

Пропозиція дійсна на момент формування.