

Насос шприцевий M260

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 22750 грн

Артикул: F0537



Насос шприцевий M260 —
одноканальний інфузійний насос з
високою точністю введення
лікарських препаратів, 9 режимами
інфузії та автономною роботою,
призначений для стаціонару,
реанімації та швидкої медичної
допомоги

<p data-start="203" data-end="623">Насос шприцевий M260 — це одноканальний автоматичний інфузійний дозатор призначений для точного, тривалого та контрольованого введення лікарських препаратів у клінічній практиці. Пристрій успішно застосовується у відділеннях інтенсивної терапії, реанімаціях, операційних, палатах стаціонару, а також під час транспортування пацієнтів, включно з використанням у каретах швидкої медичної допомоги.

<p data-start="625" data-end="1115">M260 підтримує 9 режимів інфузії, що дозволяє гнучко налаштовувати введення медикаментів відповідно до клінічних потреб та віку пацієнта. Висока точність інфузії досягається завдяки використанню якісного крокового двигуна та стабільної механічної трансмісії, що забезпечує надійну роботу навіть при наднизьких швидкостях введення. Пристрій має автоматичне розпізнавання шприців об'ємом від 5 до 60 мл, що мінімізує ризик помилок та прискорює підготовку до роботи.

<p data-start="1117" data-end="1487">Насос оснащений яскравим 3-дюймовим РК-дисплеєм, який забезпечує чітке зрозуміле відображення всіх параметрів інфузії, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє медичному персоналу швидко та легко керувати процесом введення препаратів. Вбудована бібліотека лікарських засобів спрощує вибір режимів і параметрів інфузії відповідно до типу медикаменту.

<p data-start="1489" data-end="1922">Для підвищення безпеки пацієнта M260 обладнаний системою анти-болюю автоматично скидає надлишковий тиск при виникненні оклюзії та супроводжується візуальною і звуковою сигналізацією. Динамічний моніторинг тиску в реальному часі дозволяє своєчасно виявляти відхилення та запобігати ускладненням під час інфузійної терапії. Журнал інфузій зберігає до 2000 записів, що полегшує контроль та аналіз лікування.

<p data-start="1924" data-end="2464">Пристрій підтримує багатомовний інтерфейс, включно з українською мовою, має функції автотестування при запуску, швидкого старту, нічного режиму та режиму очікування. Вбудований акумулятор забезпечує автономну роботу не менше 6 годин, що робить

насос надійним рішенням для екстреної медицини. Ергономічний компактний корпус з ручкою для перенесення та відповідність стандарту EN1789 дозволяють безпечно використовувати M260 під час транспортування пацієнтів. Стандартна комплектація включає кронштейн для монтажу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

Основний блок насоса шприцевого M260

<p align="center">1 шт.

Кронштейн для кріплення насоса шприцевого

<p align="center">1 к-т

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.