

Стіл операційний МТ400 (акушерський, механіко-гідролічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 93610 грн

Артикул: F0543

**Операційний стіл
"БІОМЕД" МТ400 —
механіко-гідролічний
акушерсько-гінекологічний стіл
для оглядів, операцій та пологів з
надійною повністю механічною
конструкцією.**

Операційний стіл "БІОМЕД" МТ400 — це багатофункціональний акушерсько-гінекологічний операційний стіл з механіко-гідролічним приводом, спеціально розроблений для безпечного та комфортного позиціонування пацієнтки під час гінекологічних і акушерських оглядів, оперативних втручань та пологів.

Стіл призначений для використання в гінекологічних відділеннях, жіночих консультаціях, пологових будинках та медичних закладах різного рівня. Конструкція забезпечує стабільність, надійність та простоту експлуатації в умовах інтенсивного щоденного використання.

Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що гарантує високу міцність, корозійну стійкість та тривалий термін служби.

Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою механіко-гідролічного приводу, що дозволяє плавно та безпечно змінювати положення без використання електроживлення. Нахил спинної секції, а також положення Тренделенбург і зворотний Тренделенбург регулюються вручну шляхом обертання спеціальних рукояток-коліс, забезпечуючи точне налаштування положення пацієнтки.

Регулювання опор для рук, рукояток, опор під коліна та упорів для ніг виконується вручну, що дозволяє адаптувати стіл під анатомічні особливості та клінічні потреби кожної пацієнтки.

Матрац виготовлений з PU-матеріалу, має гігієнічну поверхню, стійку до дезінфекційних засобів, легко очищується та забезпечує комфорт під час тривалих процедур.

Наявність коліс забезпечує легке переміщення столу в межах операційного або оглядового приміщення, а опорні ніжки гарантують надійну фіксацію та стійкість під час використання.

Завдяки повністю механічній конструкції, робота столу не залежить від

електропостачання, що робить його особливо безпечним, надійним та придатним для використання в будь-яких умовах.

<p data-start="1971" data-end="2174">Операційний стіл "БІОМЕД" МТ400 — це оптимальне акушерсько-гінекологічної практики, яке поєднує простоту, функціональність, стабільні експлуатаційні характеристики та низький рівень шуму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Акушерський

Тип приводу Механіко-гідравлічний

Тип ложе 3-секційне

Розміри верхньої частини столу 1760x600 мм

Висота верхньої частини столу від підлоги 680x920 мм

Діапазон переміщення вгору-вниз 240 мм

Тренделенбург 22°

Зворотній Тренделенбург 8°

Нахил спинної секції вгору 50°

Нахил спинної секції вниз 10°

Максимальне безпечне навантаження 160 кг

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "Біомед" МТ400 1 шт.

Рукоятка 2 к-ти

Упор для ніг 2 к-ти

Опора під коліна 2 к-ти

Опора під руки 2 к-ти

Лоток для відходів 1 шт.

Інструкція 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.