

Монітор життєво важливих показників PM6100

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 12420 грн

Артикул: F0553

PM6100 — компактний монітор життєво важливих показників для дорослих

пульсу та температури і передачею даних через Bluetooth для телемедицини

<p data-start="237" data-end="570">Монітор життєво важливих показників PM6100 призначений для вимірювання короткочасного моніторингу основних фізіологічних параметрів у дорослих пацієнтів під час діагностичних оглядів. Прилад широко застосовується в лікарняних палатах, фельдшерсько-акушерських пунктах, амбулаторіях та у практиці лікарів сімейної медицини.

<p data-start="572" data-end="1000">PM6100 забезпечує вимірювання неінвазивного артеріального тиску

відображаються в режимі реального часу та можуть передаватися до програмно-апаратних комплексів для телеметрії і телемедичного консультування. Прилад призначений для короткочасного контролю показників і не використовується для тривалого безперервного моніторингу пацієнтів.

<p data-start="1002" data-end="1257">Компактний і легкий корпус робить PM6100 зручним для транспортування роботи в умовах виїзних оглядів. Кольоровий TFT-LCD дисплей з діагоналлю 2,4 дюйма забезпечує

<p data-start="1259" data-end="1739">Монітор оснащений модулем Bluetooth, що дозволяє передавати вимірювань на мобільні пристрої — смартфони або планшети. Для цього використовується безкоштовний мобільний додаток Berry Smart Health, доступний для завантаження в App Store та Google Play. Додаток автоматично зберігає історію моніторингу пацієнтів, формує звіти середніх значень та детальні звіти, які можна переглядати, зберігати у форматі Excel (.xlsx), передавати або друкувати на лазерному принтері.

<p data-start="1741" data-end="1947">Енергоефективна електроніка та вбудований літійовий акумулятор забезпечують до 13 годин автономної роботи від одного повного заряду. Для економії енергії передбачена функція автоматичного вимкнення живлення.

<p data-start="1949" data-end="2088">Прилад постачається у зручному кейсі, що спрощує транспортування

зберігання, а також захищає монітор від пошкоджень під час перевезення.

<p data-start="2090" data-end="2278">PM6100 є оптимальним рішенням для первинної діагностики, амбулаторного прийому та телемедичних консультацій, поєднуючи точність вимірювань, мобільність і цифрові можливості передачі даних.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

Основний блок монітора

<p align="center">1 шт.

Датчик температури

<p align="center">1шт.

Датчик SpO2

<p align="center">1шт.

Манжета HIAT

<p align="center">1шт.

Трубка HIAT

<p align="center">1шт.

Кабель USB

<p align="center">1шт.

Кейс для зберігання / транспортування

<p align="center">1шт.

Інструкція з використання

<p align="center">1шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.