

Дефібрилятор-монітор S1 з автоматичним режимом

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 161920 грн

Артикул: F0569

Дефібрилятор-монітор S1 — портативний пристрій з ручним та автоматичним режимом AED, функцією кардіостимуляції та розширеним моніторингом життєвих показників для екстреної та стаціонарної медичної допомоги

<p data-start="269" data-end="722">Дефібрилятор-монітор S1 — це портативний повнофункціональний медичний пристрій, призначений для надання першої невідкладної допомоги пацієнтам із порушеннями серцевого ритму як на догоспітальному етапі, так і в умовах стаціонару. Завдяки компактним розмірам, міцному протиударному корпусу та автономному живленню, S1 ефективно використовується в автомобілях швидкої медичної допомоги, приймальних відділеннях, реанімаціях та палатах інтенсивної терапії.

<p data-start="724" data-end="1318">Апарат підтримує ручну дефібриляцію з можливістю синхронної кардіоверсії та асинхронної дефібриляції, а також автоматичну зовнішню дефібриляцію в режимі AED. В автоматичному режимі пристрій самостійно аналізує серцевий ритм пацієнта та надає чіткі голосові й текстові підказки українською мовою, що дозволяє безпечно застосовувати його навіть у стресових екстрених ситуаціях. Широкий діапазон енергії розряду від 1 до 360 Дж у поєднанні з сучасною біфазною технологією BTE з автоматичною компенсацією імпедансу забезпечує високу ефективність дефібриляції та мінімізує ризик ушкодження міокарда.

<p data-start="1320" data-end="1797">Окрім дефібриляції, S1 виконує функцію зовнішньої черезшкірної кардіостимуляції, що дозволяє використовувати його при брадикардії та інших критичних станах. Вбудований монітор забезпечує безперервний контроль життєво важливих параметрів, зокрема ЕКГ з аналізом аритмій і ST-сегмента, частоти серцевих скорочень, частоти дихання та

стан пацієнта та приймати обґрунтовані клінічні рішення.

<p data-start="1799" data-end="2314">Дефібрилятор оснащений вбудованим термопринтером для оперативного друку результатів, а також внутрішньою пам'яттю для збереження даних моніторингу та подій. Ємний акумулятор забезпечує тривалу автономну роботу, що особливо важливо під час транспортування пацієнтів. Пристрій має автоматичні та ручні функції самотестування, а

рівень захисту IP55 гарантує надійну роботу в складних умовах. Сертифікація за стандартом EN1789 підтверджує можливість безпечного використання дефібрилятора в автомобілях швидкої допомоги.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

Основний блок дефібрилятора-монітора S1

<p align="center">1 шт.

Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові (дорослі / діти)

<p align="center">1 шт.

Електроди БФ (багатофункціональні), одноразові (дорослі)

<p align="center">1 шт.

Подовжувач БФ електродів

<p align="center">1 шт.

Опір для тестування

<p align="center">1 шт.

Кабель ЕКГ 5-відведень з захистом проти дефібриляції, ІЕС

<p align="center">1 шт.

Електрод ЕКГ для дорослих (1 упаковка – 10 шт.)

<p align="center">1 шт.

Акумуляторна батарея

<p align="center">1 шт.

Термопапір 50мм*20мм

<p align="center">1 шт.

Провід заземлення

<p align="center">1 шт.

<p class="FR2" align="left">Шнур живлення від джерела живлення постійного струму

<p align="center">1 шт.

<p class="FR2" align="left">Шнур живлення від мережі живлення змінного струму

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.