

Монітор фетальний BF500

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 63020 грн

Артикул: F0576

Фетальний монітор БІОМЕД BF500 — сучасний сенсорний монітор для контролю ЧСС плода, токометрії та рухів плода з друком КТГ і аналізом за шкалою Фішера

<p data-start="187" data-end="548">Фетальний монітор БІОМЕД BF500 призначений для обстеження та динамічного моніторингу стану плода в антенатальний період. Прилад використовується в жіночих консультаціях, пологових будинках, перинатальних центрах та акушерських стаціонарах для контролю ключових фізіологічних параметрів плода і скорочувальної активності матки.

<p data-start="550" data-end="827">Монітор забезпечує контроль частоти серцевих скорочень плода (ЧССП), також може працювати в режимі моніторингу двох плодів (опційно). Додатково здійснюється реєстрація скорочувальної активності матки (токометрія ТОСО) та автоматичне або ручне фіксування рухів плода (РП).

<p data-start="829" data-end="1175">Функціональні можливості монітора дозволяють проводити якісний достовірний моніторинг основних показників плода протягом усього періоду антенатального спостереження. Великий кольоровий сенсорний екран з високою роздільною здатністю має змінний кут нахилу, що забезпечує зручність візуального контролю для медичного персоналу під час обстеження.

<p data-start="1177" data-end="1368">Монітор підтримує різні режими відображення інформації: екран великих чисел, стандартний екран плода та розширений екран плода, що дозволяє адаптувати відображення даних під клінічні потреби.

<p data-start="1370" data-end="1619">Фетальний монітор БІОМЕД BF500 забезпечує друк кардіотокограми в реальному часі, у режимі стоп-кадр, а також друк даних із внутрішньої пам'яті. Передбачені автоматичний та ручний режими підрахунку рухів плода, що підвищує точність оцінки його стану.

<p data-start="1621" data-end="1814">Прилад виконує аналіз отриманих даних за 10-бальною шкалою Фішера з урахуванням п'яти основних параметрів, що дозволяє швидко оцінити функціональний стан плода та приймати клінічні рішення.

<p data-start="1816" data-end="2111">Вбудований літій-іонний акумулятор великої ємності забезпечує автономну

роботу монітора протягом 2–4 годин, що зручно при мобільному використанні або у разі перебоїв з електропостачанням. Звукова та світлова системи тривоги своєчасно попереджають медичний персонал про критичні зміни показників.

<p data-start="2113" data-end="2423">Меню монітора доступне російською та англійською мовами. Зручна ручка для перенесення спрощує транспортування приладу між кабінетами. Монітор може підключатися до центральної системи моніторингу та підтримує друк як на вбудованому термопринтері з шириною паперу 150 мм, так і на зовнішньому лазерному принтері.

<p data-start="2425" data-end="2567">Додатково фетальний монітор BF500 може бути оснащений стимулятором пробудження плода, що розширює його діагностичні можливості.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">№

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

<p align="center">1

<p align="left">Основний блок BF500

<p align="center">1 шт

<p align="center">2

<p align="left">Датчик ТОСО водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">3

<p align="left">Датчик ЧСП1 водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">4

<p align="left">Маркер руху плода водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">5

<p align="left">Ремінь

<p align="center">2 шт

<p align="center">6

<p align="left">Термопапір в пачці

<p align="center">1 шт

<p align="center">7

<p align="left">Шнур живлення

<p align="center">1 шт

<p align="center">8

<p align="left">Провід вирівнювання потенціалів

<p align="center">1 шт

<p align="center">9

<p align="left">Інструкція з експлуатації

1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.