

C21 (BF500 (для двійні))

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 73140 грн

Артикул: F0578

Фетальний монітор БІОМЕД BF500 для двійні — професійний КТГ-монітор для одночасного контролю ЧСС двох плодів, токометрії та рухів плода з сенсорним екраном і друк

<p data-start="241" data-end="660">Фетальний монітор БІОМЕД BF500 для двійні призначений для обстеження динамічного моніторингу стану плода при багатоплідній вагітності в антенатальний період.

Прилад використовується в жіночих консультаціях, пологових будинках, перинатальних центрах та акушерських стаціонарах для контролю життєво важливих фізіологічних параметрів двох плодів і скорочувальної активності матки.

<p data-start="662" data-end="1075">Монітор забезпечує реєстрацію частоти серцевих скорочень плода (ЧССП) з можливістю одночасного моніторингу ЧСС двох плодів, контроль скорочувальної активності матки (токометрія ТОСО), а також автоматичне і ручне фіксування рухів плода (РП). Функціональні можливості приладу дозволяють проводити якісний, надійний та інформативний моніторинг стану плодів у період вагітності з підвищеним акушерським контролем.

<p data-start="1077" data-end="1446">Монітор оснащений великим кольоровим сенсорним екраном з високою роздільною здатністю та змінним кутом нахилу, що забезпечує комфортне спостереження за показниками під час обстеження. Підтримуються різні режими відображення інформації: екран великих чисел, стандартний екран плода та розширений екран плода, що дозволяє адаптувати інтерфейс під клінічні потреби лікаря.

<p data-start="1448" data-end="1729">Фетальний монітор БІОМЕД BF500 для двійні підтримує друк кардіотокограми в реальному часі, у режимі стоп-кадр, а також друк даних із внутрішньої пам'яті. Реалізовані автоматичний і ручний режими підрахунку рухів плода, що підвищує точність оцінки функціонального стану обох плодів.

<p data-start="1731" data-end="1900">Монітор виконує аналіз даних за 10-бальною шкалою Фішера на основі п'яти параметрів, що дозволяє швидко оцінити стан плодів і приймати обґрунтовані клінічні рішення.

<p data-start="1902" data-end="2117">Вбудований літій-іонний акумулятор великої ємності забезпечує автономну роботу монітора протягом 2–4 годин. Звукова та світлова системи тривоги своєчасно

попереджають медичний персонал про критичні зміни показників.

<p data-start="2119" data-end="2441">Інтерфейс монітора доступний російською та англійською мовами. Зручна ручка для перенесення полегшує транспортування приладу між кабінетами. Монітор підтримує підключення до центральної системи моніторингу та забезпечує друк як на вбудованому термопринтері з шириною паперу 150 мм, так і на зовнішньому лазерному принтері.

<p data-start="2443" data-end="2601">Додатково монітор може бути оснащений акустичним пробудження плода, що розширює його діагностичні можливості при складних клінічних випадках.

Базова конфігурація

<p data-start="2633" data-end="2655">Моніторинг ЧСС плода

<p data-start="2658" data-end="2686">Моніторинг ЧСС двох плодів

<p data-start="2689" data-end="2714">Токодинамометрія (ТОСО)

<p data-start="2717" data-end="2748">Ручний підрахунок рухів плода

<p data-start="2751" data-end="2788">Автоматичний підрахунок рухів плода

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">№

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

<p align="center">1

<p align="left">Основний блок BF500

<p align="center">1 шт

<p align="center">2

<p align="left">Датчик ТОСО водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">3

<p align="left">Датчик ЧСП1 водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">4

<p align="left">Датчик ЧСП2 плода водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">5

<p align="left">Маркер руху плода водонепроникний

<p align="center">1 шт

<p align="center">6

<p align="left">Ремінь

<p align="center">3 шт

<p align="center">7

<p align="left">Термопапір в пачці

<p align="center">1 шт

<p align="center">8

<p align="left">Шнур живлення

<p align="center">1 шт

<p align="center">9

<p align="left">Провід вирівнювання потенціалів

<p align="center">1 шт

<p align="center">10

<p align="left">Інструкція з експлуатації

1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.