

“БІОМЕД” BM800A

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 38640 грн

Артикул: F0626

Монітор пацієнта БІОМЕД BM800A – приліжковий багатопараметричний монітор з 12,1" кольоровим дисплеєм

температури та пульсу у відділеннях інтенсивної терапії та стаціонару.

Монітор пацієнта БІОМЕД BM800A — сучасний приліжковий призначений для безперервного моніторингу та контролю основних фізіологічних параметрів дорослих пацієнтів і дітей. Прилад використовується у відділеннях інтенсивної терапії, реанімації, операційних, палатах стаціонару, приймальних і післяопераційних відділеннях.

У базовій конфігурації монітор забезпечує вимірювання та відображення таких параметрів: ЕКГ (частота серцевих скорочень, аналіз ST-сегмента, аналіз аритмій), частота

температура тіла. У розширеній конфігурації можливе оснащення вбудованим термопринтером.

Монітор обладнаний кольоровим РК-дисплеєм діагоналю 12,1 дюйма, забезпечує чітке відображення даних у режимах «Стандартний екран» та «Екран великих чисел». Передбачено демонстраційний режим, а також режим заморозки (стоп-кадр) для детального перегляду даних.

Високоточна технологія вимірювання ЕКГ з низьким рівнем шумів забезпечує одночасну реєстрацію сигналів та точний аналіз ST-сегмента і подій аритмії. Адаптивна технологія цифрової обробки сигналів АсуТес NIBP гарантує високу точність вимірювання неінвазивного тиску навіть при рухах пацієнта, що особливо важливо у відділеннях інтенсивної терапії.

Для захисту приладу під час санітарної обробки передбачена спеціальна заглушка роз'єму вимірювання НІАТ, яка запобігає потраплянню пилу та рідин усередину

артеріальної крові киснем.

Вбудована пам'ять монітора дозволяє зберігати до 96 годин графічних та табличних трендів за всіма параметрами, 400 груп вимірювань НІАТ, 200 подій тривоги та 5-хвилинні

сигнали для ретроспективного перегляду. Акустичні та візуальні тривоги своєчасно інформують медичний персонал про погіршення стану пацієнта.

<p data-start="2173" data-end="2420">Літій-іонна батарея забезпечує автономну роботу монітора до 4 годин. Меню доступне російською та англійською мовами. Прилад має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і зручне керування з передньої панелі, що дозволяє швидко адаптуватися до роботи з ним.

<p data-start="2422" data-end="2655">Монітор пацієнта БІОМЕД ВМ800А підтримує підключення до центральної системи моніторингу та може встановлюватися на ліжку пацієнта, на стіні або на спеціальному штативі, що робить його універсальним рішенням для різних клінічних умов.

<p data-start="2422" data-end="2655">

Додатково:

Капнографія Masimo бокового потоку - 93275 грн

Капнографія основний/боковий потік - 51187,5 грн

Термопринтер - 8190 грн

Дитячий датчик SpO2 - 3230,5 грн

Манжета NІАТ дитяча/неонатальна - 500,5 грн

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр

Базова конфігурація

Дисплей монітора

12.1 дюймовий кольоровий

Моніторинг ЕКГ (ECG)

5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій)

Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP)

6 -150 дих/хв

Діапазон вимірювання SpO2

0%~100%;

Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR)

25~250 уд/хв

Вимірювання параметрів NІАТ (NIBP).

Систолічний тиск, Діастолічний тиск, Середній тиск

Режими вимірювання параметрів NІАТ (NIBP).

Ручний, Авто, Тривалий

Температура (TEMP)

2 канали, 0 - 50 оС

Аксесуари

Для дорослих

Термопринтер

-

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Основний блок BM800A 1 шт.

Температурний датчик нашкірний для дорослих 1 шт.

Датчик SpO2 (дорослий) 1 шт.

Манжета NIBP для дорослих 1 шт.

Кабель ЕКГ 5-відведень 1 шт.

Електроди одноразові (дорослі) 1 комплект

Шнур живлення 1 шт.

Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.