

C86 (BM800D)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 90390 грн

Артикул: F0630

Монітор пацієнта БІОМЕД BM800D —
професійний багатопараметричний

дихання та капнографії у дорослих,
дітей і новонароджених

<p data-start="204" data-end="634">Монітор пацієнта БІОМЕД BM800D (C86) — багатофункціональний прилад, призначений для моніторингу, вимірювання та реєстрації основних фізіологічних параметрів у дорослих, дітей та новонароджених. Прилад є ефективним рішенням для умов інтенсивного клінічного спостереження в операційних блоках, реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії, а також у загальних палатах стаціонарів.

<p data-start="636" data-end="1078">Монітор оснащений великим кольоровим сенсорним РК-дисплеєм діагоналлю 15 дюймів, який забезпечує зручне та наочне відображення клінічних даних. Підтримуються різні режими візуалізації, зокрема стандартний екран, екран табличних значень, трендів, оксікардіореспірограми, великих чисел, відображення 7 та 12 відведень ЕКГ, екран артеріального тиску, а також демонстраційний режим і режим заморожки (стоп-кадр) для детального аналізу параметрів.

<p data-start="1080" data-end="1378">Високоточна технологія вимірювання ЕКГ CardioTec з низьким рівнем шуму забезпечує одночасну реєстрацію сигналів та аналіз ST-сегмента по 12 відведенням, що є критично важливим для професійної кардіологічної діагностики. Монітор підтримує автоматичний аналіз, обробку та перегляд подій аритмії.

<p data-start="1380" data-end="1694">Для вимірювання неінвазивного артеріального тиску застосовується адаптивна цифрова технологія AcuTec NIBP, яка гарантує високу точність і завадостійкість навіть при рухах пацієнта. Надійне визначення рівня сатурації забезпечується технологією DiOx

дозволяє здійснювати моніторинг параметрів капнографії при підключенні зовнішніх аксесуарів без потреби втручання у внутрішню конструкцію приладу.

<p data-start="1913" data-end="2197">Вбудована пам'ять монітора дозволяє зберігати до 120 годин графічних та табличних трендів за всіма параметрами, 2000 груп вимірювань HIAT та 500 подій тривоги. Додатково

передбачені функції аналізу діаграм оксигенації, розрахунку доз лікарських препаратів та гемодинамічних показників.

<p data-start="2199" data-end="2485">Модульна внутрішня конструкція приладу забезпечує надійність та гнучкість конфігурації та простоту обслуговування. Ступінь захисту корпусу від вологи та бризок відповідає класу IPX1. Акустична та візуальна система тривоги своєчасно сповіщає медичний персонал про погіршення стану пацієнта.

<p data-start="2487" data-end="2758">Полімерна літій-іонна батарея забезпечує автономну роботу монітора до 48 годин. Інтерфейс доступний англійською та російською мовами, управління здійснюється за допомогою сенсорного екрана, що робить експлуатацію інтуїтивно зрозумілою навіть у напружених клінічних умовах.

<p data-start="2760" data-end="3049">Монітор пацієнта БІОМЕД ВМ800D сумісний із центральними моніторингами та може кріпитися на ліжку, стіні або штативі. Завдяки використанню якісних комплектуючих від провідних виробників прилад забезпечує високу надійність і широкі можливості моніторингу для потреб сучасної лікарні.

<p data-start="2760" data-end="3049">

Додаткові параметри

Термопринтер - 7962,5 грн

Модуль ІАТ (ІВР) - 17062,5 грн

Модуль (АГ) - 399626,5 грн

Капнографія основний/боковий потік - 51187,5 грн

Модуль (ІСГ) - 306806,5 грн

Модуль (ІоС/ВІС) - 324870 грн

Центральна станція моніторингу - 81217,5 грн

Капнографія Masimo (боковий потік) - 93275 грн

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр

Базова конфігурація

Дисплей монітора

12.1 дюйма, кольоровий сенсорний

Моніторинг ЕКГ (ECG)

5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій)

Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP)

6 -150 дих/хв

Діапазон вимірювання SpO2

0%~100%;

Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR)

25~250уд/хв

Вимірювання параметрів НІАТ (NIBP)

Систолічний тиск, Діастолічний тиск, Середній тиск

Режим вимірювання НІАТ (NIBP)

Ручний, АВТО, Тривалий

Температура (TEMP)

2 канали, 0 - 50 оС

Акcesуари

Для дорослих

Термопринтер

-

Вимірювання параметрів капнографії (CO2)

-

Вимірювання параметрів ІАТ (IBP)

-

Вимірювання параметрів анестезійних газів (AG)

-

Вимірювання параметрів серцевого викиду (C.O.)

-

Вимірювання параметрів імпедансної кардіографії (ICG)

-

Вимірювання параметрів глибини анестезії (IoC/BIS)

-

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Основний блок BM800D 1 шт.

Кабель ЕКГ 1 шт.

Електроди одноразові (дорослі) 2 к-ти

Датчик SpO2 (дорослий) 1 шт.

Температурний датчик на шкірний для дорослих 1 шт.

Температурний датчик ректальний для дорослих 1 шт.

Манжета NIBP для дорослих 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.

Стилус 1 шт.

Акумулятор 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.