

Дефібрилятор-монітор S6

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 168350 грн

Артикул: F0641

Дефібрилятор-монітор S6 — портативний дефібрилятор з ручним і автоматичним режимом AED, зовнішньою кардіостимуляцією та розширеним моніторингом життєвих показників пацієнта

<p data-start="175" data-end="407">Дефібрилятор-монітор S6 — це багатофункціональний портативний дефібрилятор для надання першої невідкладної допомоги пацієнтам із порушеннями серцевого ритму як на догоспітальному етапі, так і в умовах стаціонару.

<p data-start="409" data-end="661">Пристрій підтримує дефібриляцію в ручному режимі, автоматичну зовнішню дефібриляцію (AED/АЗД), а також зовнішню кардіостимуляцію, що дозволяє використовувати його як універсальне рішення для широкого спектра клінічних та екстрених ситуацій.

<p data-start="663" data-end="778">S6 забезпечує повноцінний моніторинг основних фізіологічних показників життєдіяльності пацієнта, включаючи:

<p data-start="781" data-end="806">електрокардіограму (ЕКГ),

<p data-start="809" data-end="842">частоту серцевих скорочень (ЧСС),

<p data-start="845" data-end="868">частоту дихання (RESP),

<p data-start="897" data-end="917">частоту пульсу (ЧП),

<p data-start="920" data-end="958">неінвазивний артеріальний тиск (НІАТ),

<p data-start="983" data-end="1204">Завдяки наявності режиму AED, дефібрилятор може використати персонал з різним рівнем підготовки, що особливо важливо для екстрених служб, швидкої медичної допомоги та відділень невідкладних станів.

<p data-start="1206" data-end="1352">Компактна конструкція, портативне виконання та широкий набір функцій роблять дефібрилятор-монітор S6 ефективним інструментом для використання:

<p data-start="1355" data-end="1386">в автомобілях швидкої допомоги,

<p data-start="1389" data-end="1432">у приймальних та реанімаційних відділеннях,

<p data-start="1435" data-end="1465">у палатах інтенсивної терапії,

<p data-start="1468" data-end="1502">під час транспортування пацієнтів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметри потоку менше або дорівнює 1 л / хв: більше або дорівнює 90% менше або дорівнює 2 л / хв:

більше або дорівнює 72% (не рекомендовано)

менше або дорівнює 3 л / хв: більше або дорівнює 55% (не рекомендовано)

Концентрація кисню 93%±3%

Споживна потужність не більше 125Вт

Вихідний тиск 40 – 60 кПа

Електричні параметри ~ 230 В, 50 Гц

Рівень шуму Не більше 45dB (A)

Розміри, мм 240x440x480

Вага 7 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

Основний блок дефібрилятора-монітора S6

<p align="center">1 шт.

Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові (дорослі / діти)

<p align="center">1 шт.

Електроди БФ (багатофункціональні), одноразові (дорослі)

<p align="center">1 шт.

Подовжувач БФ електродів

<p align="center">1 шт.

Опір для тестування

<p align="center">1 шт.

Кабель ЕКГ 5-відведень з захистом проти дефібриляції, ІЕС

<p align="center">1 шт.

Електрод ЕКГ для дорослих (1 упаковка – 10 шт.)

<p align="center">1 шт.

Датчик SpO2 для дорослих

<p align="center">1 шт.

Трубка HIAT

<p align="center">1 шт.

Манжета HIAT для дорослих

<p align="center">1 шт.

Термопапір 50мм*20мм

<p align="center">1 шт.

Провід заземлення

<p align="center">1 шт.

Шнур живлення

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.