

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY1 з акумулятором

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 24840 грн

Артикул: F0651

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY1 з акумулятором використовується для низькопотокової кисневої терапії в домашніх умовах та під час пересування. Забезпечує концентрацію кисню $\geq 90\%$ при 1 л/хв, працює від акумулятора та автомобільного живлення, підходить для мобільного застосування.

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY1 з акумулятором — це кисневий концентратор, призначений для стаціонарного та мобільного використання. Модель розроблена для пацієнтів, які потребують низькопотокової кисневої терапії, а також для тих, кому важлива можливість пересування без прив'язки до електромережі.

потоці 1 л/хв, що є оптимальним для ефективної підтримуючої оксигенотерапії. На більших потоках концентрація кисню знижується відповідно до особливостей портативного формату пристрою.

Інноваційна система охолодження дозволяє використовувати концентратор у режимі 24/7, забезпечуючи надійну та безперервну роботу. Низький рівень шуму робить JAY1 комфортним для тривалого застосування як у домашніх умовах, так і в медичних закладах.

Модель оснащена інтегрованим зволожувачем, який забезпечує комфорт дихання та запобігає пересушуванню дихальних шляхів. Просте й інтуїтивно зрозуміле управління дозволяє швидко налаштовувати робочі параметри без спеціальної підготовки.

Завдяки компактним розмірам, невеликій вазі та інтегрованій ручці концентратор зручний для перенесення. Пристрій адаптований для використання під час прогулянок і в дорозі — може працювати від зовнішнього акумулятора або автомобільного живлення. У комплекті передбачені сумка для перенесення та візок із колесами, що значно розширює можливості мобільного застосування.

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY1 є оптимальним рішенням для пацієнтів, які ведуть активний спосіб життя та потребують постійної або періодичної кисневої підтримки поза домом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель JAY- 1

Споживана потужність, ВА менше або дорівнює 110

Напруга живлення (В/Гц) AC230/50

Потік кисню (л/хв) 1 - 5

Концентрація кисню (%)

менше або дорівнює 1 л/хв: більше або дорівнює 90 %

менше або дорівнює 2 л/хв: більше або дорівнює 72% (не рекомендовано)

менше або дорівнює 3 л/хв: більше або дорівнює 55% (не рекомендовано)

Тиск на виході (МПа) менше або дорівнює 0.041

Тривога Несправність живлення

Рівень шуму (дБ) менше або дорівнює 45

Інформація на дисплеї сумарний час; поточний час; вибір часу

Маса нетто (кг) 6

Розміри (ДхШхВ), мм. 350x190x320

Запобіжник F2A/250V

Живлення від бортової мережі автомобіля Вхід: DC 12В Вихід: AC220В/200Вт

Живлення від зовнішнього акумулятора Не менше 1 години від повністю зарядженого Li-Ion акумулятора

Лічильник напрацювання Да

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Концентратор кисневий

<p align="center">1 шт.

Канюля назальна (2 м)

<p align="center">2 шт.

Вхідний фільтр

<p align="center">1 комплект

Маска киснева для дорослих

<p align="center">1 шт.

Маска киснева для дітей

<p align="center">1 шт.

Акумулятор зовнішній

<p align="center">1 шт.

Пристрій зарядний

<p align="center">1 шт.

Інвертор автомобільний

<p align="center">1 шт.

Сумка транспортувальна

<p align="center">1 шт.

Візок

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.