

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-5AW

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 23230 грн

Артикул: F0655

Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-5AW використовується для кисневої терапії в медичних закладах і в домашніх умовах

<p data-start="138" data-end="457">Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-5AW призначений для безперервної кисневої терапії в медичних закладах та в домашніх умовах. Пристрій забезпечує стабільну

рівень насичення киснем у пацієнтів з дихальною недостатністю.

<p data-start="459" data-end="683">Модель JAY-5AW розрахована на цілодобову роботу 24/7, що робить її надійним рішенням для тривалого використання без перерв. Інноваційна система охолодження гарантує стабільну роботу навіть при максимальних навантаженнях.

<p data-start="685" data-end="861">Завдяки низькому рівню шуму, концентратор забезпечує комфортні умови для пацієнта та оточення, що особливо важливо при домашній терапії або тривалому перебуванні в палатах.

<p data-start="863" data-end="1096">Вбудований зволожувач із запобіжним клапаном підвищує комфорт дихання, запобігає пересушуванню дихальних шляхів. Просте та інтуїтивно зрозуміле управління дозволяє швидко налаштувати необхідні параметри без спеціальних навичок.

<p data-start="1098" data-end="1271">Для зручного переміщення концентратор оснащений чотирма колесами (два з фіксацією) та інтегрованою ручкою, що забезпечує мобільність у межах медичного закладу або вдома.

<p data-start="1273" data-end="1557">Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-5AW широко застосовується для лікування пацієнтів із гіпоксією, кисневою недостатністю, хронічними захворюваннями органів дихання (ХОЗЛ, бронхіальна астма, фіброз легень), а також у період відновлення після операцій, травм та важких захворювань.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Споживана потужність (ВА) 480

Характеристики мережі живлення (В/Гц) AC230/50

Потік кисню (л/хв) 0.5 - 5

Концентрація кисню (%) 93%±3%

Тиск кисню на виході (Мпа) 0.04-0.07

Тривога Несправності живлення; низький/високий тиск;

Опційно: температура, низька концентрація кисню; сервісне нагадування після 3000 годин використання

Рівень шуму (дБ(А)) менше або дорівнює 43

Покази РКД Сумарний час роботи, поточний час роботи, вибір часу

Покази РКД (опційно) Перемикач часу;

цифровий манометр (точність:0.001МПа);

сумарний таймер(діапазон:0-99999год.);

поточний час (точність:1 хвилину);

налаштування часу (точність:1 хвилину);

Опція: цифровий термометр(точність:0.1°C);

цифрове відображення концентрації;

сервісне нагадування;

цифрове відображення SpO2 (точність:1%)

Клас електробезпеки Клас II, Тип В

Маса нетто (кг) 16

Дисперсність аерозолю 0,5 до 10 мкм (90% менше 5 мкм)

Тривога про низьку концентрацію (опція) якщо концентрація кисню - <85%, - світиться червоний індикатор,

Точність:±3%

Пульсоксиметр (опція)

Пульсоксиметр може бути встановлений в кисневому концентраторі, щоб контролювати SPO2 на РКД.

Запобіжник T5AL/250V

Розміри, мм. 350x280x540

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Концентратор кисневий "БІОМЕД" 1 шт.

Зволожувач 1 шт.

Канюля назальна (2 м) 2 шт.

Перший вхідний фільтр 1 шт.

Другий вхідний фільтр 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.