

Кольпоскоп AC-4601

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 357400 грн

Артикул: F0659

Кольпоскоп AC-4601 — сучасний оптичний кольпоскоп з модульною архітектурою, світлодіодним освітленням і підтримкою відеосистеми, призначений для точної діагностики патологій шийки матки та комфортної щоденної роботи лікаря

<p data-start="216" data-end="589">Кольпоскоп AC-4601 — це сучасний оптичний кольпоскоп нового покоління, який поєднує в собі актуальні досягнення в галузі кольпоскопії, відеотехнологій та програмного забезпечення. Прилад створений для точної, надійної та інформативної діагностики змін епітелію шийки матки, забезпечуючи лікарю високий рівень візуального контролю та комфорту під час обстеження.

<p data-start="591" data-end="1101">Кольпоскопічна система AC-4601 побудована за принцип архітектури, що дозволяє підібрати оптимальну конфігурацію відповідно до конкретних клінічних завдань. Такий підхід робить прилад універсальним рішенням як для рутинних оглядів, так і для поглиблених діагностичних досліджень. Високоякісна оптика від провідного виробника оптичних систем забезпечує чітке, контрастне та деталізоване зображення, що дає змогу виявляти навіть найменші патологічні зміни в епітелії на ранніх стадіях.

<p data-start="1103" data-end="1595">Особливу роль у діагностичній точності відіграє оптимально збалансоване світлодіодне освітлення, яке дозволяє розрізнати мінімальні зміни кольору клітин та структури досліджуваної зони. Використання вбудованого світлофільтра підвищує контрастність зображення та розширює можливості проведення спеціалізованих кольпоскопічних досліджень. Широкий спектр налаштувань збільшення навіть при низькій потужності забезпечує чітку деталізацію та надає лікарю додаткову діагностичну інформацію.

<p data-start="1597" data-end="2160">Кольпоскоп AC-4601 має велику зону фокусування, а також окулярів із можливістю регулювання висоти, що гарантує правильне позиціонування приладу та комфортну робочу позу лікаря. Бінокулярна головка з довжиною тубуса 160 мм у поєднанні з окулярами 12,5 мм та регулюванням діоптрій у межах $\pm 5D$ дозволяє індивідуально адаптувати оптичну систему під кожного користувача. Регулювання міжзінничної відстані в діапазоні 55–74 мм та робоча відстань 295 мм створюють оптимальні умови для тривалих і точних досліджень без перенапруження зору.

<p data-start="2162" data-end="2611">Сучасна відеосистема кольпоскопа забезпечує передачу зображення на монітор комп'ютера або телевізора з мінімальною втратою якості, що відкриває можливості для візуального контролю, навчання та консультування. Прилад підтримує сучасне програмне забезпечення для реєстрації, збереження та архівування результатів досліджень з можливістю інтеграції в загальну лікарняну інформаційну систему, що значно спрощує ведення медичної документації.

<p data-start="2613" data-end="3096">Освітлювальний модуль побудований на світлодіодному джерелі світла рівнем освітленості не менше 1200 люкс, оснащений вбудованим зеленим фільтром із регулюванням яскравості. Ефективна світлопередача через фіброволоконний оптичний кабель забезпечує рівномірне освітлення поля огляду без відблисків. Система підтримує швидке автоматичне фокусування, а також ручний режим і автоматичний баланс білого, що гарантує стабільну якість зображення в різних умовах роботи.

<p data-start="3098" data-end="3325">Оптичний кольпоскоп серії AC-4601 — це поєднання точної оптики, сучасної електроніки та продуманого ергономічного дизайну, яке забезпечує високу діагностичну достовірність і впевненість лікаря в результатах дослідження.

Пропозиція дійсна на момент формування.