

Дефібрилятор-монітор S8

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 247065 грн

Артикул: F0663

Дефібрилятор-монітор S8 — багатофункціональний портативний пристрій з ручним і автоматичним режимом AED, кардіостимуляцією та розширеним моніторингом життєвих показників для швидкої допомоги, операційних і стаціонару

<p data-start="245" data-end="691">Дефібрилятор-монітор S8 — це висококласний багатофункціональний медичний пристрій, призначений для проведення дефібриляції, зовнішньої кардіостимуляції та розширеного моніторингу життєво важливих показників пацієнта в умовах екстреної та планової медичної допомоги. Апарат розроблений для використання на догоспітальному етапі, зокрема в автомобілях швидкої медичної допомоги, а також у відділеннях інтенсивної терапії, операційних і стаціонарах.

<p data-start="693" data-end="1244">S8 підтримує як ручні режими дефібриляції, включно із синхронною кардіоверсією та асинхронною дефібриляцією, так і автоматичну зовнішню дефібриляцію в режимі AED. У режимі AЗД пристрій здійснює автоматизований аналіз серцевого ритму та надає чіткі голосові й текстові підказки українською мовою, що значно підвищує безпеку та швидкість надання допомоги. Широкий діапазон енергії від 1 до 360 Дж у поєднанні з удосконаленою біфазною технологією BTE з автоматичною компенсацією імпедансу забезпечує високу ефективність дефібриляції для дорослих і дітей.

<p data-start="1246" data-end="1897">Окрім дефібриляції, S8 виконує функцію черезшкірної неінвазивної кардіостимуляції у режимі за вимогою та у фіксованому режимі, що дозволяє ефективно застосовувати пристрій при критичних порушеннях серцевого ритму. Дефібрилятор оснащений широкими можливостями моніторингу фізіологічних параметрів, включаючи багатоканальну ЕКГ з аналізом аритмій і ST-сегмента, контроль частоти серцевих скорочень і дихання, насичення крові киснем, перфузійний індекс, температуру тіла по двох каналах, неінвазивний артеріальний тиск, а також інвазивний артеріальний тиск по двох каналах.

<p data-start="1899" data-end="2317">Пристрій підтримує режим повноцінної 12-відведеної ЕКГ з можливістю швидкого відображення всіх відведень на екрані, що особливо важливо для діагностики гострих кардіологічних станів. Вбудована пам'ять дозволяє зберігати великі обсяги даних

моніторингу, подій тривоги та записів режиму AED. Наявність чотириканального термопринтера забезпечує миттєвий друк результатів обстеження без використання зовнішніх пристроїв.

S8 оснащений ємним акумулятором, який забезпечує тривалу автономну роботу, що є критично важливим під час транспортування пацієнтів. Протиударний корпус із захистом IP44, система антишок та функції автоматичного й ручного самотестування гарантують готовність пристрою до роботи в будь-який момент. Сертифікація за стандартом EN1789 підтверджує можливість безпечного використання дефібрилятора в автомобілях швидкої допомоги. Ергономічний дизайн, компактні розміри та помірна вага роблять S8 зручним для щоденного використання медичним персоналом.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Найменування

Кількість

Основний блок дефібрилятора-монітора S8

1 шт.

Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові (дорослі / діти)

1 шт.

Електроди БФ (багатофункціональні), одноразові (дорослі)

1 шт.

Подовжувач БФ електродів

1 шт.

Опір для тестування

<p align="center">1 шт.

Кабель ЕКГ 12-відведень з захистом проти дефібриляції, ІЕС

<p align="center">1 шт.

Електрод ЕКГ для дорослих

<p align="center">1 к-т

Датчик SpO2 для дорослих

<p align="center">1 шт.

Трубка HIAT

<p align="center">1 шт.

Манжета HIAT для дорослих

<p align="center">1 шт.

Датчик температурний нашкірний

<p align="center">1 шт.

Датчик температурний ректальний

<p align="center">1 шт.

Кабель інтерфейсний ІАТ (Abbott)

<p align="center">2 шт.

Набір датчик тиску ІАТ (Abbott)

<p align="center">2 к-ти

Термопапір 80мм*20мм

<p align="center">1 шт.

Акумуляторна батарея

<p align="center">1 шт.

Провід заземлення

<p align="center">1 шт.

Шнур живлення

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.