

Прилад ударно-хвильової терапії SW3200 Portable

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 126270 грн

Артикул: F0673



<p data-start="2828" data-end="2984"><strong data-start="2828" data-end="2847">SW3200 Portable — портативний апарат радіальної ударно-хвильової терапії для ефективного безопераційного лікування, реабілітації та спортивної медицини.</p>

<p data-start="219" data-end="659">>SW3200 Portable — це професійний портативний ударно-хвильової терапії, створений для ефективного застосування методики екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ESWT) у клінічній практиці, реабілітації та спортивній медицині. Прилад поєднує високу терапевтичну ефективність, мобільність та простоту експлуатації, що робить його універсальним рішенням як для стаціонарних кабінетів, так і для виїзної роботи.</p>

<p data-start="661" data-end="1179">>SW3200 Portable застосовується при широкому спектрі захворювань пов'язаних із дегенеративними та трофічними змінами кісткової, хрящової та м'язової тканини, а також при патологіях, викликаних сольовими відкладеннями, порушеннями мікроциркуляції та хронічними запальними процесами, що призводять до фіброзних змін тканин. Методика ударно-хвильової терапії забезпечує неінвазивне та безопераційне лікування, значно скорочуючи терміни реабілітації та зменшуючи потребу в медикаментозній терапії.</p>

<p data-start="1181" data-end="1582">>Апарат генерує акустичні хвилі високої інтенсивності, які проникають глибоко в тканини, впливаючи безпосередньо на зону больових відчуттів. Такий вплив зменшує больовий синдром, активує локальний кровообіг, стимулює неоангіогенез (утворення нових капілярів), прискорює регенерацію пошкоджених тканин, знімає м'язову напругу та сприяє відновленню тону й еластичності м'язів і зв'язок.</p>

<p data-start="1584" data-end="1911">>Важливою перевагою SW3200 Portable є електромагнітна система генерації хвиль, яка не потребує використання компресора. Це забезпечує компактність конструкції, низький рівень шуму та відсутність теплового ефекту, що дозволяє застосовувати прилад у клінічних випадках, де прогрівання тканин протипоказане.</p>

<p data-start="1913" data-end="2491">>Прилад відрізняється інтуїтивно зрозумілим управлінням, що робить його зручним навіть для спеціалістів, які тільки починають працювати з ударно-хвильовою</p>

терапією. Функція призупинення сеансу в будь-який момент підвищує безпеку та комфорт лікування. Висока зносостійкість аплікатора гарантує тривалий термін експлуатації — до 5 000 000 ударних хвиль, а ресурс змінної головки аплікатора становить 1 000 000 ударних хвиль. У стандартній комплектації передбачено три змінні головки різного розміру, що дозволяє адаптувати терапію під різні клінічні задачі.

<p data-start="2493" data-end="2803">Автономна робота від вбудованого акумулятора забезпечує повну мобільність апарата, а міцний кейс для зберігання та транспортування робить SW3200 Portable ідеальним вибором для фізіотерапевтів, реабілітологів і лікарів спортивної медицини, які цінують ефективність, надійність і свободу пересування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Основний блок апарату ударно-хвильової терапії SW3200 Portable

<p align="center">1

Головка аплікатора SR15

<p align="center">1

Головка аплікатора CR15

<p align="center">1

Головка аплікатора CR20

<p align="center">1

Інструмент для зняття головки аплікатора

<p align="center">1

Акумулятор

<p align="center">1

Зарядний пристрій

<p align="center">1

Кейс для транспортування

<p align="center">1

Посібник користувача (Інструкція з експлуатації) (флеш-накопичувач)

<p align="center">1

Копія сертифікату відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних ПКМУ №753виробів

<p align="center">1

Пропозиція дійсна на момент формування.