

Електрохірургічний апарат Shalya Sigma+V

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 725000 грн

Артикул: F0675



Shalya Sigma+V — електрохірургічний апарат з функцією герметизації судин до 7 мм, режимами Endo Cut і Pulse BiCut для точної та безпечної хірургії

<p data-start="159" data-end="420">Електрохірургічний апарат Shalya Sigma+V — це сучасний універсальний електрохірургічний генератор з функцією герметизації судин, розроблений для виконання широкого спектра відкритих, ендоскопічних, лапароскопічних та малоінвазивних оперативних втручань.

<p data-start="422" data-end="784">Апарат ефективно використовується у пластичній, нейрохірургії, ЛОР-хірургії, хірургії хребта, офтальмології, лапарохірургії, ортопедії, загальній та відкритій хірургії, онкохірургії, гінекології, урології, а також під час ендоскопічних втручань ГІ-тракту, папілотомії, поліпектомії, підводної хірургії, гістероскопії, TCRE, торакотомії та кардіохірургії.

<p data-start="786" data-end="1128">Ключовою перевагою Shalya Sigma+V є режим герметизації судин (V), дозволяє надійно спаювати судини та пучки тканин діаметром до 7 мм за допомогою багаторазових інструментів. Автоматичне вимкнення радіочастотного струму після завершення герметизації підвищує безпеку процедури та мінімізує ризик перегріву тканин.

<p data-start="1130" data-end="1410">Апарат оснащений 5-дюймовим сенсорним РК-екраном, що інтуїтивно зрозуміле, швидке та зручне керування всіма режимами. Інтегрована технологія 6SENSE постійно аналізує стан тканин і автоматично оптимізує подачу енергії, забезпечуючи стабільні клінічні результати.

<p data-start="1412" data-end="1763">Shalya Sigma+V підтримує режим Endo Cut, SPRAY COAG, а також Pulse BiCut режим різання з мінімальним термічним пошкодженням, що особливо важливо при точних та делікатних хірургічних втручаннях. Біполярні режими Cut і Coag доповнюються системою BiCoag-сигналізації, яка підвищує контроль та безпеку роботи.

<p data-start="1765" data-end="2122">Апарат підтримує ножний перемикач, має порт з підсвіткою, вбудовану систему самоперевірки, можливість програмування користувачем, віддалене налаштування потужності та режимів, функцію тайм-ауту (опціонально) та можливість оновлення програмного забезпечення,

що робить його готовим до тривалої експлуатації у сучасних операційних.

>Shalya Sigma+V — це поєднання універсальності, високої безпеки та розширеного функціоналу, яке відповідає вимогам сучасної хірургії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Електрохірургічний апарат Shalya Sigma+V

Пропозиція дійсна на момент формування.