

Світильники хірургічний ZW-500D (настінне кріплення)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 151750 грн

Артикул: F0729

<p data-start="2455" data-end="2639"><strong data-start="2455" data-end="2466">ZW-500D — настінний однокупольний безтіньовий LED-світильник з трьома режимами освітлення, точною передачею кольорів і стабільним світлом для хірургічних та діагностичних процедур.</p>

<p data-start="17" data-end="426">>Світильник хірургічний ZW-500D (настінне кріплення) — це однокупольний настінний безтіньовий операційний LED-світильник, призначений для якісного та стабільного освітлення робочого поля під час хірургічних втручань, діагностичних процедур і малоінвазивних операцій. Настінне кріплення робить модель оптимальним рішенням для операційних, перев'язувальних та процедурних кабінетів з обмеженим простором.

<p data-start="428" data-end="912">>ZW-500D поєднує високу продуктивність, енергоефективність і надійність, забезпечуючи точне безтіньове освітлення відповідно до сучасних вимог хірургії. Світильник підтримує три режими освітлення, що дозволяє адаптувати світлові параметри під різні клінічні сценарії. Стандартний режим підходить для загальної хірургії, ендоскопічний — для малоінвазивних втручань, а режим слабкого освітлення оптимальний для оглядів і процедур без підвищених вимог до інтенсивності світла.

<p data-start="914" data-end="1248">>Джерелом світла слугують високоефективні світлодіоди OSRAM з енергоспоживанням і терміном служби понад 50 000 годин, що забезпечує тривалу та стабільну експлуатацію без втрати якості освітлення. РММА оптичні лінзи та унікальна технологія фокусування гарантують високу ефективність світлового потоку без відблисків.

<p data-start="1250" data-end="1511">>Мультифокусна технологія освітлення забезпечує рівномірне безтіньове освітлення, ефективно усуває тіні від рук лікаря та інструментів і дозволяє працювати як з поверхневими тканинами, так і з глибинними зонами операційного поля без втрати якості зображення.

<p data-start="1513" data-end="1841">>Світильник оснащений панеллю управління з інформативним дисплеєм 12 дюйма, що забезпечує зручне та інтуїтивно зрозуміле налаштування. Плавне регулювання яскравості та колірної температури, окремі кнопки для зміни режимів і швидкого налаштування параметрів дозволяють оперативно адаптувати освітлення без переривання

роботи.

<p data-start="1843" data-end="2067">Цифрове затемнення (PWM) та можливість регулювання колірної температури забезпечують стабільне та комфортне світло, а індекс передачі кольору, максимально наближений до природного, гарантує точну візуалізацію тканин.

<p data-start="2069" data-end="2429">Модульна конструкція світильника підвищує надійність: світлодіоди згруповані та контролюються центральним процесором, і у разі виходу з ладу однієї групи інші продовжують освітлювати робоче поле. Незначна вага та ефективне відведення тепла досягаються завдяки використанню міцного ABS-пластику та алюмінієвої пластини, що виключає нагрів операційного поля.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Світильники хірургічний ZW-500D,
в складі:

<p align="center">1 шт.

Освітлювальний блок

<p align="center">1 шт.

Ручка фокусування (знімна)

<p align="center">2 шт.

Балансувальний пристрій (пружинний важіль)

<p align="center">1 шт.

Станина з поворотним механізмом

<p align="center">1 шт.

Захисна декоративна кришка (к-т)

<p align="center">1 шт.

Монтажний набір (к-т)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.