

Світильники хірургічний ZZ-B400/400

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 134225 грн

Артикул: F0733



ZZ-B400/400 — двохкупольний стельовий безтіньовий LED-хірургічний світильник з мультифокусною оптикою, світлодіодами OSRAM, цифровим керуванням яскравістю та колірною температурою для сучасних операційних

<p data-start="17" data-end="379">Хірургічний світильник ZZ-B400/400 — це двохкупольний безтіньовий операційний LED-світильник, призначений для точного та стабільного освітлення робочого поля під час хірургічних втручань різної складності. Модель оптимально підходить для операційних із обмеженим простором, поєднуючи компактність, високу світлову ефективність і надійність.

<p data-start="381" data-end="707">Світильник має надтонкий корпус освітлювальних блоків, оснащений чотирма ергономічними ручками, що забезпечують зручне та точне позиціонування. Обтічний дизайн із покращеною герметизацією відповідає високим вимогам до стерильності та дозволяє використовувати світильник в операційних з інтенсивними режимами дезінфекції.

<p data-start="709" data-end="966">Джерелом світла є вискоефективні світлодіоди OSRAM з низьким енергоспоживанням та ресурсом роботи понад 50 000 годин. Завдяки оптичним лінзам та унікальній технології фокусування світла досягається яскраве, рівномірне освітлення без відблисків.

<p data-start="968" data-end="1205">Мультифокусна технологія освітлення забезпечує якісний безтіньовий ефект і дозволяє ефективно освітлювати як поверхневі шари тканин, так і глибинні операційні зони, зберігаючи чіткість і контрастність при різній інтенсивності світла.

<p data-start="1207" data-end="1494">Продумана модульна конструкція передбачає незалежну роботу кожного освітлювального блоку. Світлодіоди згруповані та контролюються центральним процесором, що гарантує безперервність освітлення: у разі виходу з ладу окремої групи інші продовжують роботу без зниження якості освітлення.

<p data-start="1496" data-end="1805">Світильник оснащений функціями регулювання колірної температури та цифрового затемнення (PWM), що забезпечує стабільне комфортне освітлення та адаптацію до клінічних вимог. Індекс передачі кольору (CRI) максимально наближений до природного, що критично важливо для точної візуальної оцінки тканин.

<p data-start="1807" data-end="2014">У корпус кожного освітлювального блоку інтегрована інтуїтивно зрозуміла

панель керування з дисплеєм, яка дозволяє налаштовувати та контролювати рівень освітленості й колірну температуру в реальному часі.

<p data-start="2016" data-end="2237">Корпус виготовлений з інженерного ABS-пластику та алюмінієвої пластини, що забезпечує ефективне відведення тепла, мінімальне повне опромінення та відсутність нагріву операційного поля, підвищуючи безпеку пацієнта.

<p data-start="2239" data-end="2500">Світильник виготовлений на сертифікованому виробництві відповідно до ISO 13485 та відповідає міжнародним стандартам IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-41, вимогам MDR (ЄС) 2017/745 регламенту щодо медичних виробів (ПКМУ №753).

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Світильники хірургічний ZZ-B400/400,
в складі:

<p align="center">1 шт.

Освітлювальний блок (основний)

<p align="center">1 шт.

Освітлювальний блок (допоміжний)

<p align="center">1 шт.

Ручка фокусування (знімна)

<p align="center">4 шт.

Балансувальний пристрій (пружинний важіль)

<p align="center">2 шт.

Станина з поворотним механізмом

<p align="center">1 шт.

Плита монтажна (фланець кріплення до стелі)

<p align="center">1 шт.

Захисна декоративна кришка (к-т)

<p align="center">1 шт.

Монтажний набір (к-т)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.