

Світильник хірургічний ZW-700D

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 163200 грн

Артикул: F0737

ZW-700D — однокупольний стельовий безтіньовий LED-операційний світильник з трьома режимами освітлення, світлодіодами OSRAM, мультифокусною оптикою та цифровим керуванням яскравістю й колірною температурою

<p data-start="17" data-end="386">Операційний світильник ZW-700D — це однокупольний стельовий безтіньовий LED-світильник, призначений для чіткого, стабільного та рівномірного освітлення робочого поля під час хірургічних втручань і діагностичних процедур. Модель поєднує високу світлову ефективність, енергоощадність і надійність, що робить її універсальним рішенням для сучасних операційних.

<p data-start="388" data-end="822">Світильник ZW-700D підтримує три спеціалізовані режими освітлення, дозволяє адаптувати світлові параметри під різні клінічні завдання. Стандартний режим відповідає вимогам загальної хірургії, ендоскопічний режим оптимізований для малоінвазивних втручань з підвищеними вимогами до контрастності, а режим слабкого освітлення призначений для діагностичних оглядів та процедур без високих вимог до інтенсивності світла.

<p data-start="824" data-end="1022">Джерелом світла є високоефективні світлодіоди OSRAM з тривалим енергоспоживанням і ресурсом роботи понад 50 000 годин, що забезпечує тривалий термін експлуатації без втрати якості освітлення.

<p data-start="1024" data-end="1422">Світильник оснащений унікальною технологією фокусування світла з використанням якісних PMMA оптичних лінз, які формують яскраве, рівномірне світлове поле без відблисків. Мультифокусна технологія освітлення ефективно усуває тіні, що можуть виникати від рук хірурга або інструментів, і дозволяє якісно освітлювати як поверхневі тканини, так і глибокі операційні зони без втрати чіткості.

<p data-start="1424" data-end="1762">Світильник обладнаний інтуїтивно зрозумілою панеллю керування з інформативним дисплеєм 2,4 дюйма, яка забезпечує плавне регулювання яскравості та колірної температури. Окремі кнопки швидкого доступу дозволяють миттєво змінювати режими освітлення та основні параметри, що підвищує зручність роботи медичного персоналу під час операцій.

<p data-start="1764" data-end="2119">Функція регулювання колірної температури у поєднанні з технологією

цифрового затемнення (PWM) забезпечує стабільне, комфортне освітлення без мерехтіння та повну відповідність вимогам до освітлення операційного поля. Індекс передачі кольору (CRI) максимально наближений до природного, що є критично важливим для точної візуальної оцінки тканин.

<p data-start="2121" data-end="2348">Модульна конструкція світильника передбачає групування світлодіодів з централізованим керуванням процесором. У разі виходу з ладу однієї з груп інші продовжують роботу, забезпечуючи безперервне освітлення операційного поля.

<p data-start="2350" data-end="2619">Корпус світильника виготовлений з міцного інженерного ABS-пластику алюмінієвої пластини, що гарантує ефективне відведення тепла, незначну вагу конструкції та відсутність нагріву робочого поля, підвищуючи безпеку та комфорт для пацієнта і хірургічної бригади.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Світильники хірургічний ZW-700D,
в складі:

<p align="center">1 шт.

Освітлювальний блок (основний)

<p align="center">1 шт.

Ручка фокусування (знімна)

<p align="center">2 шт.

Балансувальний пристрій (пружинний важіль)

<p align="center">1 шт.

Станина з поворотним механізмом

<p align="center">1 шт.

Плита монтажна (фланець кріплення до стелі)

<p align="center">1 шт.

Захисна декоративна кришка (к-т)

<p align="center">1 шт.

Монтажний набір (к-т)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.