

Світильник хірургічний KD-2072D-2

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 207000 грн

Артикул: F0739

KD-2072D-2 — двоблочний стельовий безтіньовий операційний LED-світильник з незалежним керуванням блоками, високою освітленістю, мінімальним нагрівом і ресурсом світлодіодів понад 50 000 годин

<p data-start="17" data-end="447">Світильник операційний «БІОМЕД» KD-2072D-2 — це двоблочний безтіньовий LED-світильник, призначений для професійного освітлення операційного поля під час хірургічних втручань і діагностичних обстежень у всіх галузях сучасної медицини. Модель ефективно використовується в операційних залах, реанімаційних відділеннях і діагностичних кабінетах, де потрібне стабільне, яскраве та рівномірне освітлення без тіней.

<p data-start="449" data-end="755">Конструкція світильника KD-2072D-2 складається з двох незалежних блоків освітлення — основного та допоміжного, що дозволяє гнучко формувати світлове поле залежно від складності та типу оперативного втручання. Така конфігурація забезпечує високу універсальність і зручність у роботі хірургічної бригади.

<p data-start="757" data-end="1065">Світильник має стельове кріплення, що оптимізує простір операційної та забезпечує максимальну свободу рухів медичного персоналу. Конструкція підвісної системи гарантує легке позиціонування, необмежене обертання навколо вертикальних осей і надійну фіксацію кожного блоку освітлення у заданому положенні.

<p data-start="1067" data-end="1464">Як джерело світла використовуються сучасні LED-світлодіоди з ресурсом роботи понад 50 000 годин, що забезпечує тривалий термін експлуатації, стабільні світлові характеристики та мінімальні витрати на обслуговування. Високий рівень освітленості у поєднанні з колірною температурою, максимально наближеною до природного спектру, дозволяє точно розрізняти тканини та анатомічні структури.

<p data-start="1466" data-end="1802">Світильник характеризується мінімальним тепловиділенням, що усуває нагрів операційного поля та підвищує комфорт і безпеку для пацієнта. Максимальна енергоефективність досягається завдяки використанню сучасних економічних джерел світла та імпульсного блоку живлення, який автоматично адаптується до вхідної напруги електромережі.

<p data-start="1804" data-end="2073">Кожен блок освітлення оснащений індивідуальним пультом управління, що забезпечує широкий діапазон і плавне регулювання рівня освітленості. Це дозволяє налаштовувати світлові параметри незалежно для основного та допоміжного блоків відповідно до клінічних потреб.

<p data-start="2075" data-end="2445">Світильник укомплектований знімною ручкою регулювання придатною до стерилізації, що відповідає вимогам асептики та зручності роботи в стерильних умовах. Повністю закрыта конструкція корпусу відповідає високим стандартам операційних приміщень щодо безпеки, гігієни та дезінфекції, а також полегшує очищення поверхонь стандартними дезінфекційними засобами.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Світильник хірургічний KD-2072D-2 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.