

## Світильник операційний KD-2036D-2

ДАТА ФОРМУВАННЯ 16.09.2026 р.

Вартість: 132940 грн

Артикул: F0743

Операційний світильник «БІОМЕД»  
KD-2036D-2 (4500K) — стельовий моноблочний  
LED-світильник з безтіньовим ефектом,  
високою яскравістю, дистанційним  
керуванням освітленістю та  
стерилізованою ручкою фокусування  
для професійних хірургічних  
втручань



<p data-start="17" data-end="363">Світильник операційний «БІОМЕД» KD-2036D-2 (4500K) — це сучасний моно  
стельовий LED-світильник, призначений для професійного освітлення операційного поля з  
формуванням стабільного безтіньового ефекту. Використовується в операційних залах,  
реанімаційних відділеннях та діагностичних кабінетах у всіх напрямках сучасної  
медицини.

<p data-start="365" data-end="707">Світильник оснащений стельовим кріпленням, що дозволяє оптимально  
організувати простір та забезпечує вільний доступ медичного персоналу до пацієнта.  
Конструкція забезпечує легке переміщення, необмежене обертання навколо вертикальних  
осей та надійну фіксацію освітлювального блоку в заданому положенні навіть під час  
тривалих операцій.

<p data-start="709" data-end="1099">Як джерело світла використовуються високоякісні LED-світлодіоди  
ресурсом роботи понад 50 000 годин, що гарантує тривалу експлуатацію без втрати яскравості.  
Світильник забезпечує високий рівень освітленості з колірною температурою 4500K,  
максимально наближеною до природного денного світла. Це забезпечує точну передачу кольорів  
тканин та знижує зорове навантаження лікаря.

<p data-start="1101" data-end="1386">Завдяки LED-технології досягається мінімальний нагрів операційного  
поля, що підвищує комфорт і безпеку пацієнта. Широкий діапазон регулювання освітленості  
здійснюється за допомогою пульта управління, дозволяючи швидко адаптувати світловий потік  
до конкретних умов операції.

<p data-start="1388" data-end="1789">Світильник оснащений імпульсним блоком живлення, який забезпечує  
стабільну роботу при коливаннях напруги електромережі. Знімна ручка регулювання фокусу,  
придатна до стерилізації, відповідає вимогам асептики. Повністю закрита конструкція  
світильника дозволяє безпечно проводити очищення та дезінфекцію стандартними медичними  
засобами, що відповідає високим стандартам операційних приміщень.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Характеристики LED 3W по 36 штук в кожній лампі, холодне світло, висока яскравість.

Функції Регулювання яскравості, широкий діапазон напруги.

Освітлення 80,000 / 120,000 \*

Потужність 108 W

Термін служби лампи Не менше 50 000 годин

Колірна температура 5,500 / 4,500 K \*

Вага 35 кг

\* Параметр залежить від обраної модифікації.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:**

Світильник операційний KD-2036D-2 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.