

Світильник KD-202B-3

ДАТА ФОРМУВАННЯ 02.08.2026 р.



Вартість: 8970 грн

Артикул: F0749

<p data-start="1887" data-end="2044"><strong data-start="1887" data-end="1900">KD-202B-3 — мобільний LED-оглядовий світильник з регулюванням яскравості, природною передачею кольорів і можливістю настільного або настінного кріплення.</p>

<p data-start="17" data-end="370">>Світильник оглядовий «БІОМЕД» KD-202B-3 — це сучасний LED-світло локального освітлення під час медичних оглядів, діагностичних та лікувальних маніпуляцій у спеціалізованих медичних закладах. Модель поєднує мобільність, точне налаштування світлового потоку та високу енергоефективність, що робить її зручною для щоденної клінічної роботи.

<p data-start="372" data-end="774">>Освітлювальний блок встановлюється на мобільну стійку з п'ятиколісною основою, яка забезпечує стабільність конструкції та легке переміщення світильника в межах кабінету. Це дозволяє швидко адаптувати робоче місце без додаткових зусиль персоналу. Конструкція також передбачає можливість альтернативного кріплення — до столу або стіни, що робить модель універсальною для різних умов експлуатації.

<p data-start="776" data-end="999">>Світильник забезпечує надійну фіксацію освітлювального блоку в заданому положенні, а регульована висота на мобільній стійці дозволяє точно налаштувати освітлення відповідно до конкретної процедури та анатомічної зони.

<p data-start="1001" data-end="1387">>У якості джерела світла використовуються LED-світлодіоди з ресурсом понад 50 000 годин, що гарантує тривалу роботу без втрати яскравості. Колірна температура максимально наближена до природного спектру, забезпечуючи коректну передачу кольорів тканин і високу точність візуальної оцінки. При цьому нагрів робочого поля мінімальний, що підвищує комфорт для пацієнта та лікаря.

<p data-start="1389" data-end="1658">>Світильник відзначається високою енергоефективністю, а безступінчасте регулювання яскравості здійснюється за допомогою зручної ручки без переривання роботи. Імпульсний блок живлення забезпечує стабільну роботу та автоматичну адаптацію до вхідної напруги.

<p data-start="1660" data-end="1861">>Корпус світильника має якісну поверхню, стійку до впливу дезінфікуючих засобів, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичних закладів і дозволяє легко

очищати обладнання після використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель KD-202B-3

Освітленість 400 - 5500 лк

Діаметр світлового поля 120 мм

Глибина освітленості -

Колірна температура 5500±500K

Індекс передачі кольору 85 менше або дорівнює Ra менше або дорівнює 100

Кількість світлодіодів 1

Характеристики світлодіода -

Потужність 5 Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Світильник оглядовий "Біомед" KD-202-B-3

Блок світильника 1 шт

Комплект кріплення 1 шт

Шнур живлення 1 шт

Монтажний набір 1 шт

Інструкція з використання 1 шт

Пропозиція дійсна на момент формування.