

Світильник KD-202B-8

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 14030 грн

Артикул: F0751

<p data-start="1951" data-end="2126"><strong data-start="1951" data-end="1964">KD-202B-8 — мобільний LED-оглядовий світильник з регульованою висотою, плавним налаштуванням яскравості та природною передачею кольорів для медичних оглядів і маніпуляцій.</p>

<p data-start="17" data-end="367">>Світильник оглядовий «БІОМЕД» KD-202B-8 — сучасний LED-світильник для локального освітлення під час медичних оглядів, діагностичних процедур та різних лікувальних маніпуляцій у спеціалізованих медичних установах. Модель поєднує мобільність, точність налаштувань і стабільну якість світла, що робить її зручною для щоденної клінічної практики.</p>

<p data-start="369" data-end="786">>Освітлювальний блок встановлюється на мобільну стійку з п'ятиколісною основою, яка забезпечує високу стійкість конструкції та легке переміщення світильника в межах кабінету. Це дозволяє швидко змінювати робочу зону без додаткових зусиль медичного персоналу. Конструкцією також передбачена можливість альтернативного кріплення — до столу або стіни, що розширює варіанти використання залежно від потреб закладу.</p>

<p data-start="788" data-end="1015">>Світильник забезпечує надійну фіксацію освітлювального блоку в обраному положенні, а регульована висота на мобільній стійці дозволяє точно налаштувати освітлення відповідно до конкретної маніпуляції або анатомічної ділянки.</p>

<p data-start="1017" data-end="1439">>У якості джерела світла використовуються LED-світлодіоди з тривалою експлуатації понад 50 000 годин, що гарантує довготривалу роботу без зниження яскравості. Колірна температура максимально наближена до природного спектру, завдяки чому забезпечується правильна передача кольорів тканин і висока точність візуальної оцінки.</p>

При цьому нагрів робочого поля мінімальний, що підвищує комфорт для лікаря та пацієнта.

<p data-start="1441" data-end="1718">>Модель відзначається високою енергоефективністю, безступінчасте регулювання яскравості здійснюється за допомогою зручної ручки без переривання роботи. Імпульсний блок живлення забезпечує стабільну роботу світильника та автоматичну адаптацію до вхідної напруги.</p>

<p data-start="1720" data-end="1925">>Корпус світильника має якісну поверхню, стійку до дії дезінфікуючих засобів, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичних установ і дозволяє легко</p>

очищати обладнання після кожного використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель KD-202B-8

Освітленість 3000 лк

Діаметр світлового поля 200 мм

Глибина освітленості -

Колірна температура 5500±500K

Індекс передачі кольору 80 менше або дорівнює Ra менше або дорівнює 100

Кількість світлодіодів 1

Характеристики світлодіода -

Потужність 10 Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Світильник оглядовий "Біомед" KD-202B-8

Блок світильника 1 шт

Комплект кріплення 1 шт

Шнур живлення 1 шт

Монтажний набір 1 шт

Інструкція з використання 1 шт

Пропозиція дійсна на момент формування.