

Світильники хірургічний ZW-500D (L)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 114660 грн

Артикул: F0755

<p data-start="3056" data-end="3254"><strong data-start="3056" data-end="3070">ZW-500D(L) — мобільний безтіньовий LED-хірургічний світильник з трьома режимами освітлення, регулюванням яскравості та колірної температури для гнучкого використання в операційних і процедурних.</p>

<p data-start="17" data-end="265">>Світильник хірургічний ZW-500D(L) — пересувний (мобільний) безтіньовий операційний світильник, призначений для точного, стабільного та рівномірного освітлення операційного поля під час хірургічних втручань у стаціонарних і мобільних умовах.</p>

<p data-start="267" data-end="680">>Модель ZW-500D(L) створена як універсальне рішення для операційних, перев'язувальних, процедурних, реанімаційних та діагностичних приміщень, де критично важливі мобільність, швидке розгортання та надійність освітлення. Пересувна конструкція дозволяє легко переміщувати світильник між приміщеннями або оперативно змінювати його положення в межах однієї операційної без втрати стабільності та якості світла.</p>

<p data-start="682" data-end="1069">>Світильник підтримує три спеціалізовані режими освітлення, що дозволяє адаптувати його до різних клінічних задач. Стандартний режим оптимально підходить для загальної хірургії, ендоскопічний режим відповідає вимогам малоінвазивних втручань, а режим слабкого освітлення забезпечує комфортну роботу під час діагностичних оглядів і процедур без підвищених вимог до інтенсивності світла.</p>

<p data-start="1071" data-end="1403">>В якості джерела світла використовуються високоефективні світлодіоди OSRAM з низьким енергоспоживанням та терміном служби понад 50 000 годин, що гарантує стабільну роботу та мінімальні витрати на обслуговування. РММА оптичні лінзи забезпечують високу ефективність концентрації світла без відблисків та втрати яскравості.</p>

<p data-start="1405" data-end="1748">>Мультифокусна технологія освітлення формує якісне безтіньове світлове поле, ефективно усуваючи тіні від рук хірурга чи інструментів. Світильник однаково ефективно освітлює як поверхневі тканини, так і глибинні зони операційного поля, дозволяючи працювати з вузькими або широкими зонами з різною інтенсивністю світла без втрати деталізації.</p>

<p data-start="1750" data-end="2046">>Світильник оснащений панеллю управління з інформативним 2,4-дюймовим екраном.</p>

дисплеєм, яка забезпечує плавне регулювання яскравості та колірної температури. Окремі кнопки для зміни режимів та швидкого налаштування параметрів роблять керування зручним та інтуїтивно зрозумілим навіть під час операції.

<p data-start="2048" data-end="2339">Цифрове затемнення (PWM) у поєднанні з регулюванням колірної температури забезпечує стабільне, комфортне освітлення та відповідність сучасним стандартам операційного світла. Індекс передачі кольору максимально наближений до природного, що дозволяє лікарю точно оцінювати стан тканин.

<p data-start="2341" data-end="2571">Продумана модульна конструкція передбачає групування світлодіодів, які контролюються центральним процесором. У разі виходу з ладу однієї з груп інші продовжують працювати, забезпечуючи безперервне освітлення операційного поля.

<p data-start="2573" data-end="2809">Корпус виготовлений з міцного інженерно-конструкційного ABS-пластику та алюмінієвої пластини, що забезпечує ефективне відведення тепла, низьке теплове навантаження та відсутність нагріву операційного поля навіть при тривалій роботі.

<p data-start="2811" data-end="3030">Світильник ZW-500D(L) виготовлений на сертифікованому виробстві, відповідає міжнародним і європейським стандартам безпеки та якості, що підтверджує його придатність для використання в сучасних медичних закладах.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Світильники хірургічний ZW-500D(L),
в складі:

<p align="center">1 шт.

Освітлювальний блок

<p align="center">1 шт.

Ручка фокусування (знімна)

<p align="center">2 шт.

Балансувальний пристрій (пружинний важіль)

<p align="center">1 шт.

Основа мобільної стійки (на колесах)

<p align="center">1 шт.

Опора нижня

<p align="center">1 шт.

Опора верхня

<p align="center">1 шт.

Монтажний набір (к-т)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.