

Світильник ART-II 500 з аварійним живленням

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 116480 грн

Артикул: F0761

<p data-start="2196" data-end="2409"><strong data-start="2196" data-end="2223">ART-II 500 (пересувний) … мобільний безтіньовий LED-операційний світильник з акумулятором, трьома режимами освітлення та регулюванням яскравості й колірної температури для стабільної роботи в будь-яких умовах.</p>

<p data-start="17" data-end="287">…Світильник операційний «БІОМЕД» ART-II 500 (пересувний) — сучасний мобільний безтіньовий світлодіодний операційний світильник, розроблений для ефективного та стабільного освітлення операційного поля під час хірургічних втручань у стаціонарних і мобільних умовах.</p>

<p data-start="289" data-end="631">…Модель належить до нової лінійки мобільних операційних LED-світильників, що поєднують високу освітлювальну потужність, гнучкість налаштувань і автономність. Світильник оптимально підходить для операційних, перев'язувальних, процедурних, реанімаційних відділень, а також для ситуацій, де критично важлива швидка мобілізація обладнання.</p>

<p data-start="633" data-end="1007">…У разі аварійних ситуацій або перебоїв у мережі змінного струму ART-II 500 забезпечує безперервну роботу від вбудованого акумулятора не менше 2,5 годин, що гарантує безпеку пацієнта та стабільність роботи медичного персоналу. Мобільна основа з чотирма поворотними колесами з гальмами забезпечує легке переміщення світильника та надійну фіксацію в робочому положенні.</p>

<p data-start="1009" data-end="1309">…Світильник оснащений світлодіодами останнього покоління з терміном служби понад 50 000 годин, що гарантує довготривалу експлуатацію без втрати якості світла. Продумана система балансування дозволяє легко змінювати положення освітлювального блоку та точно фіксувати його без додаткових зусиль.</p>

<p data-start="1311" data-end="1669">…Інтуїтивно зрозуміла панель управління забезпечує швидкий доступ налаштувань та комфортну роботу навіть під час тривалих операцій. Світильник підтримує три режими освітлення: стандартний — для загальної хірургії, ендоскопічний — для малоінвазивних втручань, та режим слабкого освітлення — для оглядів і процедур без підвищених вимог до яскравості.</p>

<p data-start="1671" data-end="1986">…На всіх режимах світильник формує якісне безтіньове освітлення</p>

високою глибиною світлового поля, що дозволяє чітко візуалізувати як поверхневі тканини, так і глибинні зони. Низький рівень тепловиділення зберігає природну передачу кольорів м'яких тканин і не викликає дискомфорту під час тривалих втручань.

<p data-start="1988" data-end="2170">Ефективна система фокусування та плавне регулювання яскравості колірної температури дозволяють адаптувати освітлення до будь-яких клінічних умов і індивідуальних вимог хірурга.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Освітлення, люкс 0 - 140000

Колірна температура, К 4300 ± 500

Параметри живлення світильника, В, Гц 220, 50

Споживна потужність, Вт до 36

Діаметр світлового поля (d10), мм 160-300

Кольоровий індекс 95

Глибина фокуса світлового променя, см 50-180

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Світильник ART-II 500 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.