

Апарат ультразвукової терапії UT2200 PRO

ДАТА ФОРМУВАННЯ 29.08.2026 р.

Вартість: 82590 грн

Артикул: F0781

Апарат ультразвукової терапії UT2200



професійний фізіотерапевтичний
прилад із сенсорним екраном,
двочастотним ультразвуком та
підтримкою підводної терапії

фізіотерапевтичний прилад професійного класу, призначений для ефективного та безпечного лікування широкого спектра захворювань опорно-рухового апарату, м'язів і зв'язок. Пристрій поєднує високу точність ультразвукового впливу, інтелектуальний контроль параметрів і зручність у щоденній клінічній роботі.

Центральним елементом керування є кольоровий 7-дюймовий сенсорний екран високої роздільної здатності, який забезпечує швидкий доступ до налаштувань і чітку візуалізацію параметрів терапії. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє медичному персоналу легко контролювати процес лікування та оперативно коригувати параметри відповідно до клінічних потреб пацієнта. Компактний дизайн і невелика вага роблять апарат зручним у використанні навіть у кабінетах з обмеженим простором.

ступенем захисту IPX7, що дозволяє безпечно використовувати апарат для підводної ультразвукової терапії. Це суттєво розширює можливості застосування приладу в реабілітаційній практиці та фізіотерапії. Випромінювач оснащений вбудованим РК-дисплеєм, який відображає якість контакту зі шкірою, швидкість переміщення аплікатора по зоні лікування та дані температурного датчика, що попереджає про можливий перегрів головки випромінювача і підвищує рівень безпеки процедури.

Апарат UT2200 PRO підтримує двочастотний ультразвук на частотах 1 або 3 МГц, що дозволяє адаптувати глибину проникнення ультразвукових хвиль залежно від локалізації патологічного процесу. Можливість роботи в імпульсному або безперервному режимі забезпечує гнучкість терапевтичних методик і дозволяє використовувати прилад як для гострих, так і для хронічних станів. Завдяки поєднанню сучасних технологій контролю, високої точності та ергономіки, апарат ультразвукової терапії UT2200 PRO є надійним інструментом для професійної

фізіотерапії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="TableParagraph" align="center">Кількість

<p class="TableParagraph">Основний блок UltraRehab2 Pro UT2200

<p class="TableParagraph">1 шт

<p class="TableParagraph">1 шт

<p class="TableParagraph">Шнур живлення

<p class="TableParagraph">1 шт

<p class="TableParagraph">Посібник користувача (на USB диску)

<p class="TableParagraph">1 шт

Пропозиція дійсна на момент формування.