

## Апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТІК-01М

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 7990 грн

Артикул: F0785

Апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТІК-01М використовується для лікувального впливу постійним струмом і проведення лікарського електрофорезу в умовах клініки та стаціонару

Апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТІК-01М призначений лікувального та профілактичного впливу постійним електричним струмом на організм людини, а також для проведення лікарського електрофорезу в умовах клініки, фізіотерапевтичного відділення або стаціонару. Прилад широко застосовується у фізіотерапії, неврології, ортопедії, травматології та реабілітаційній медицині.

Під час гальванізації апарат забезпечує стабільну та контрольовану подачу постійного струму, що сприяє покращенню кровообігу, зменшенню больового синдрому, стимуляції обмінних процесів та відновленню функцій тканин. У режимі лікарського електрофорезу ПОТІК-01М дозволяє ефективно вводити медикаментозні речовини безпосередньо через шкіру та слизові оболонки, забезпечуючи локальну дію препаратів і зменшуючи системне навантаження на організм пацієнта.

Апарат відзначається надійною конструкцією та простотою експлуатації, що робить його зручним для щоденного використання медичним персоналом. Точне регулювання параметрів струму дозволяє індивідуально налаштовувати процедури відповідно до клінічних показань та стану пацієнта, забезпечуючи високий рівень безпеки та терапевтичної ефективності. ПОТІК-01М підходить для тривалого використання у лікувально-профілактичних закладах і відповідає вимогам сучасної фізіотерапевтичної практики.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напруга живлення, В 220

Частота, Гц 50

Споживана потужність, Вт, не більше 15

Максимальний струм в ланцюзі пацієнта при навантаженні 500 Ом, мА 50 + 5

Діапазон регулювання струму, мА 0 - 50, 0 - 5

Коефіцієнт пульсації струму при будь-якому значенні струму завантаження,%, не перевищує 0,5  
Маса, кг, не більше 1,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Апарат ПОТОК-01М 1 шт.

Провід пацієнта з накінцівником 2 шт.

Паспорт (керівництво з експлуатації) 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.