

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 82590 грн

Артикул: F0789



— професійний
багатофункціональний
фізіотерапевтичний апарат з

архітектурою та 42 клінічними
протоколами для ефективної
електротерапії

фізіотерапевтичний апарат електротерапії професійного рівня, призначений для широкого спектра клінічних завдань у фізіотерапії, реабілітації, неврології, ортопедії та спортивній медицині. Версія PRO розширює можливості базової моделі та дозволяє додатково укомплектувати прилад 2- або 4-канальним вакуумним модулем, що суттєво підвищує ефективність процедур і гнучкість застосування.

<p data-start="739" data-end="1048">Апарат має модульну архітектуру, що дозволяє адаптувати його під конкретні

мобільним візком CART200, забезпечуючи зручне транспортування та оптимальну організацію робочого простору.

<p data-start="1050" data-end="1691">Налаштування параметрів і контроль сеансу терапії здійснюються через 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран, який забезпечує чітку візуалізацію та швидкий доступ до всіх функцій. Україномовний інтерфейс у поєднанні з ергономічною панеллю керування робить роботу з апаратом інтуїтивно зрозумілою та комфортною для медичного персоналу. Оператор може працювати як у запрограмованих режимах, так і в ручному режимі з широким діапазоном налаштувань, адаптуючи параметри електротерапії під індивідуальні клінічні потреби пацієнта. Користувачі налаштування можуть зберігатися в пам'яті приладу для швидкого повторного запуску процедур.

підключеннями, що дозволяє одночасно проводити різні види електротерапії або працювати з кількома зонами тіла. Апарат підтримує широкий спектр сучасних методик електротерапії, включаючи інтерференційні струми (чотири- та двополюсні), різні режими TENS, струм Коца, мікроструміву терапію, фарадинні та діадинамічні струми, гальванічну терапію, безперервні та переривчасті режими, а також СМТ-терапію типу «Ампліпульс».

<p data-start="2193" data-end="2565">Вбудовані 42 клінічні терапевтичні протоколи містять детальні описи процедур і наочні кольорові графічні підказки щодо накладання електродів, що значно полегшує роботу персоналу та знижує ризик помилок. Для підвищення комфорту та безпеки пацієнта передбачено зручний вимикач кола пацієнта, який дозволяє миттєво призупинити процедуру у разі виникнення дискомфорту.

технології, що робить його універсальним професійним рішенням для фізіотерапевтичних та реабілітаційних відділень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Базовий модуль СТ2200

<p align="center">1 шт.

Вимикач кола пацієнта

<p align="center">1 шт.

Шнур живлення

<p align="center">1 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">2 шт.

<p align="center">4 шт.

<p align="center">4 шт.

<p align="center">1 шт.

<p align="center">1 шт.

Кабель для електростимуляції

<p align="center">1 шт.

Провід електрода

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 шт.

Сертифікат відповідності

<p align="center">1 шт.

Декларація відповідності

<p align="center">1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.