

Sonic-Stimu Pro UT1041

ДАТА ФОРМУВАННЯ 29.08.2026 р.

Вартість: 59800 грн

Артикул: F0805



Апарат ультразвукової терапії Sonic-Stimu Pro UT1041 — сучасний фізіотерапевтичний прилад з мультичастотними насадками, великим екраном та вбудованими протоколами для ефективного та безпечного ультразвукового лікування

<p data-start="218" data-end="632">Апарат ультразвукової терапії Sonic-Stimu Pro UT1041 — сучасний фізіотерапевтичний пристрій, який поєднує високу терапевтичну ефективність, безпечну експлуатацію та зручність у щоденній клінічній роботі. Прилад розроблений для проведення ультразвукової терапії в умовах медичних закладів, реабілітаційних центрів та фізіотерапевтичних кабінетів і відповідає актуальним вимогам до обладнання цього класу.

<p data-start="634" data-end="1161">Ультразвуковий апарат Sonic-Stimu Pro UT1041 оснащений випромінювачами з ергономічною формою, які забезпечують стабільне та рівномірне

клінічних задач. Випромінювачі є водонепроникними, завдяки чому прилад може застосовуватися для підводної ультразвукової терапії, розширюючи спектр лікувальних методик.

<p data-start="1163" data-end="1530">Великий інформативний екран і заздалегідь запрограмовані терапевтичні протоколи значно спрощують роботу медичного персоналу та дозволяють швидко обирати оптимальні параметри лікування. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс мінімізує час налаштування та знижує ймовірність помилок під час проведення процедур, що особливо важливо при інтенсивному щоденному використанні.

<p data-start="1532" data-end="1984">Для забезпечення максимальної безпеки пацієнта апарат Sonic-Stimu Pro UT1041 оснащений системою контролю якості контакту між ультразвуковою насадкою та поверхнею тіла, що дозволяє підтримувати ефективність терапії протягом усього сеансу. Додатково реалізована функція захисту від перегріву, яка автоматично запобігає перевищенню допустимих робочих параметрів і гарантує стабільну та безпечну роботу приладу навіть під час тривалих процедур.

<p data-start="1986" data-end="2288">Завдяки поєднанню сучасних технологій, продуманого дизайну та надійних систем безпеки, апарат ультразвукової терапії Sonic-Stimu Pro UT1041 є ефективним рішенням для

лікування захворювань опорно-рухового апарату, м'язово-зв'язкового апарату, хронічних больових синдромів та відновлювальної терапії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Робоча частота випромінювача: 1 МГц $\pm$ 10%, 3 МГц $\pm$ 10%

Вихідна потужність ультразвуку:

0.5Вт - 10 Вт $\pm$ 20% (коефіцієнт заповнення більше або дорівнює 80% для 5см²);

0.5Вт - 15 Вт $\pm$ 20% (коефіцієнт заповнення менше або дорівнює 70% для 5см²);

0.5Вт - 2 Вт $\pm$ 20% (коефіцієнт заповнення більше або дорівнює 80% для 1см²);

0.5Вт - 3 Вт $\pm$ 20% (коефіцієнт заповнення менше або дорівнює 70% для 1см²)

Частота повторення імпульсів 100 Гц $\pm$ 10%

Коефіцієнт заповнення 10% - 100%, з кроком 10%

Таймер Макс 30 хвилин

Ефективна площа ультразвукової насадки 5.0 см² $\pm$ 20%; 1.0 см² $\pm$ 20%

Ефективна інтенсивність ультразвуку (макс) I (еф) = 3.0 Вт/см² $\pm$ 20% (1 МГц); I (еф) = 3.0 Вт/см² $\pm$ 20% (3 МГц)

Ставлення однорідності пучка RBN (Max) = 5.0

Тип променя колімірований

Матеріал ультразвукової головки алюміній

Клас водонепроникності IPX7 (тільки для ультразвукової головки випромінювача)

Габаритні розміри ДхШхВ, мм. 250 x 185 x 82

Технічні характеристики блоку живлення

Вхід 100В-240В, 47Гц-63Гц, 1.35А-0.65А

Вихід 15V, 3А Макс.

Габаритні розміри ДхШхВ, мм. 143 x 73 x 40

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Апарат ультразвукової терапії "Біомед" Sonic-Stimu Pro UT1041 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.